



MEDIMKOM



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ, ОФИЦИАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ МЕДИМКОМ В РФ

 **MEDIVICE**

 **Lidem**

 **MERTMEDICAL**

 **ACE MEDICAL**



 **DELTA MED**
MEDICAL DEVICES
Solutions for Health

 **Dr.Japan**

HISERN





Натронная известь NatronLid (НатронЛид)	4
Аспирационная канюля LideSpike (ЛидеСпайк)	5

MEDIVICE

Устройства дренирующие для интраоперационной аспирации	7
Устройства для дренирования	21
Катетеры дренажные для хирургии	30
Закрытая аспирационная система Cathy	36
Аспирационные катетеры Мюлли	39
Изделия для санации и отбора проб Трахеа-Сет	40
Изделия для санации и отбора проб Муко-Сейф	41
Катетер кислородный (канюля назальная)	42
Катетер (зонд) желудочный	43
Катетеры (зонды) питающие с метрической шкалой и РКП	44
Кружка Эсмарха	45
Катетеры Нелатона	46

ACE MEDICAL

Микроинфузионные помпы	48
Erina и Erina Plus: наборы для эпидуральной анестезии	54
Наборы Ace Catheter Set для локальной анестезии	56



Neo Delta Ven периферические внутривенные катетеры	59
--	----

HISERN

Эндотрахеальные трубки с манжетой	62
---	----



Аспирационные катетеры	64
Уретральные катетеры	67



Центральные венозные катетеры	73
-------------------------------------	----



Датчики Gabarith DTX	84
Соединительные кабели для датчиков Gabarith DTX	92

Dr. Japan

Спинальные иглы	94
Эпидуральные иглы	95



Lidem – собственная торговая марка инновационных медицинских изделий Компании Медимком и воплощение более чем 20-летнего опыта, накопленного Медимком в поставках медицинских изделий для различных областей медицины.

Продукты линейки Lidem могут применяться в отделениях анестезиологии и реанимации, хирургии, онкологии, урологии, функциональной диагностики, а также в общепольничной практике. Разработка продукции Lidem происходит при участии клинических специалистов, что позволяет создавать изделия, адаптированные к насущным потребностям пользователей.

Lidem придерживается самых строгих стандартов качества и тщательно контролирует каждый этап разработки и производства продукции. Все медицинские изделия под маркой Lidem разработаны и изготовлены в строгом соответствии с международными стандартами ISO.

НАТРОННАЯ ИЗВЕСТЬ NATRONLID (НАТРОНЛИД) LIDEM® (ЛИДЕМ®)



NatronLid – натронная известь, разработанная специально для клинического применения, как решение для удаления углекислого газа из дыхательных контуров наркозно-дыхательных аппаратов и других систем. Состоит из однородных гранул 3–4 мм оптимальной плотности и пористости для обеспечения эффективной абсорбции при минимальном сопротивлении потоку газовой смеси.



Эффективное поглощение CO₂ (более 160 л/кг)

- Высокая плотность гранул 95% обеспечивает устойчивость извести к образованию пыли
- Наличие в составе NaOH увеличивает эффективность абсорбции углекислоты
- Оптимальный % влажности
- Канистры по 4,5 кг и 1 кг
- Не содержит гидроксидов калия, бария
- Может применяться при любой скорости потока газовой смеси, в том числе для целей низкотоковой анестезии
- Фасовка по 1 кг удобна для вентиляции у одного пациента в течение 24 часов
- Слаборастворима в воде
- Не имеет запаха
- Срок годности 5 лет

Артикул	Продукция
EM09-001	Абсорбент углекислоты в дыхательной смеси 4,5 кг, розовый – белый
EM09-002	Абсорбент углекислоты в дыхательной смеси 4,5 кг, белый – фиолетовый
EM09-011	Абсорбент углекислоты в дыхательной смеси 1 кг, розовый – белый
EM09-012	Абсорбент углекислоты в дыхательной смеси 1 кг, белый – фиолетовый

АСПИРАЦИОННАЯ КАНЮЛЯ LIDESPIKE (ЛИДЕСПАЙК) LIDEM® (ЛИДЕМ®)



Аспирационные канюли повышают безопасность приготовления, отбора и хранения растворов для инфузионной терапии, поставляемых в однодозных и многодозных флаконах

- Воздушный и жидкостный фильтры полностью укрыты в опорной площадке канюли
- Воздушный фильтр для удержания бактерий (размер пор 0,45 мкм) и аэрозолей (размер пор 0,2 мкм)
- Жидкостный фильтр с диаметром пор 5 мкм для удержания твердых элементов (частиц стекла, резины и др.) в растворах
- Эргономичная форма с удобными площадками для захвата и упора
- Резьбовой (Луер-Лок) коннектор канюли
- Защелкивающаяся подпружиненная крышка коннектора
- Безопасный пластиковый шип («спайк») для прокалывания пробок

Артикул BW/MS-7001



- Воздушный фильтр 0,45 мкм
- Без жидкостного фильтра
- Базовая версия для любых растворов

Артикул BW/MS-7002



- Воздушный фильтр 0,45 мкм
- Жидкостный фильтр 5 мкм
- Оптимальный выбор с высоким уровнем защиты для любых растворов

Артикул BW/MS-7003



- Воздушный фильтр 0,2 мкм
- Жидкостный фильтр 5 мкм
- Максимальный уровень защиты. Рекомендована для работы с любыми растворами, в том числе для целей химиотерапии



ООО «Медивайс» — белорусский производитель широкого спектра стерильных и нестерильных изделий медицинского назначения однократного применения для хирургии, реанимации и анестезиологии. Сегодня Медивайс — это высокотехнологичное производство, которое соответствует всем требованиям международных стандартов в области производства и качества медицинских изделий. На заводе внедрена и поддерживается система менеджмента качества в соответствии со стандартом ISO 13485:2016 «Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования».



Изделия медицинского назначения производства Медивайс зарегистрированы в установленном порядке в Республике Беларусь и Российской Федерации.



Цель Медивайс — создавать современные, эргономичные продукты для максимального комфорта в работе медицинского персонала и улучшения качества жизни пациентов.

При производстве нашей продукции используются только качественные материалы, соответствующие всем международным требованиям.



«Качество начинается с меня» — это не просто девиз Компании, а реальное отражение труда коллектива, который 365 дней в году на протяжении уже почти 25 лет обеспечивает непрерывный производственный цикл, сочетающий отличное сырье, уникальный дизайн, систему менеджмента качества, контроля, обучения и логистики.

УСТРОЙСТВА ДРЕНИРУЮЩИЕ ДЛЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ АСПИРАЦИИ

Применяются в хирургической практике для осушения операционного поля для лучшего обзора, выявления возможных источников кровотечения, снижения риска развития инфекции и возникновения послеоперационных осложнений.

В ходе хирургических вмешательств хирургу (операционной бригаде) требуются от одного до нескольких наборов для интраоперационной аспирации. Выбор конкретного изделия зависит от объема и масштаба оперативного вмешательства, его длительности, вида операционного доступа, глубины операционного поля, удобства доступа к осушаемому участку, а также, далеко не в последнюю очередь, индивидуальных привычек хирурга, наработанных навыков и приемов работы.

Имея в своем арсенале широкий спектр специальных наконечников (рис. 1) OP-Flex, персонал операционной может быстро и четко реагировать на непредвиденные ситуации, возникающие по ходу оперативного вмешательства.



OP-Flex коннектор можно обрезать так, чтобы он подходил ко всем аспирационным устройствам



Рис. 1

Преимущества:

- Облегченная эргономичная рукоятка и большой выбор наконечников для различных хирургических вмешательств.
- Интуитивный, удобный контроль силы вакуума на рукоятке (апертура).
- Быстрое отсоединение коннектора рукоятки для ее промывки во время операции.
- Универсальный гофрированный коннектор соединительной трубки, не перегибается во время работы, что позволяет проводить аспирацию под любым углом.
- Соединительная трубка оснащена коннектором для устройств вакуум-аспирации, выполненным по типу «cut-to-fit» (обрежь где нужно), который подходит к любому устройству с диаметром входной трубки от 8 до 18 мм.

Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex Yankauer (Янкауэр)

Базовый вариант для любого типа оперативных вмешательств с большой и умеренной кровопотерей.

OP-Flex Yankauer состоит из классической изогнутой рукоятки с вакуум-контролем и соединительной трубки длиной 3,5 м.

Устройство рекомендовано для применения во время операций, сопровождающихся массивным кровотечением.

Преимущества OP-Flex Yankauer (Янкауэр):

- Рукоятка имеет удобный эргономичный дизайн, изготовлена из высококачественного пластика, что делает ее легкой и не вызывает усталости рук хирурга даже при длительном использовании
- Функция вакуум-контроля позволяет хирургу регулировать уровень вакуума во время операции, не извлекая рукоятку из операционной раны. Апертура вакуум-контроля удобной овальной формы, позволяет регулировать уровень вакуума просто перемещая палец вдоль отверстия.



Рис. 1

- Углублённая площадка у краев отверстия для вакуум-контроля обеспечивает комфортную работу хирурга даже во влажных перчатках.
- Рукоятка легко крепится к соединительной трубке с помощью специального коннектора путем защелкивания. Это позволяет быстро сменить рукоятку во время операции, либо в случае блокировки рукоятки плотными частицами (хрящевой ткани, кровяными сгустками, отломками костей) и отсоединить рукоятку от трубки, промыть и вернуться к работе.
- Универсальный гофрированный коннектор (рис. 1) соединительной трубки, не перегибается во время работы, что позволяет проводить аспирацию под любым углом.



Каталожный номер	Наименование	Соединительная трубка		Рукоятка						
		Длина, мм	СН	Форма аспирационного наконечника	СН аспирационного наконечника	Внутренний/внешний диаметр аспирационного наконечника, мм		Длина аспирационного наконечника	Вакуум-контроль	Число релизинговых отверстий
34091185	Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex с соединительной трубкой, изогнутая рукоятка (Yankauer)	3500	24	изогнутая	20	4,6	6,5	160	Да	4
34185185	Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex с соединительной трубкой, изогнутая рукоятка (Yankauer)	3500	24	изогнутая	22	5,0	7,5	160	Да	4
33046185	Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex без соединительной трубки (Yankauer)	без соединительной трубки		изогнутая	20	4,6	6,5	160	Да	4

Дополнительная информация:

- Стерилизованы этиленоксидом, срок годности/стерильности: 5 лет с даты изготовления.
- Индивидуальная бумажно-пленочная упаковка.



Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex Sensi Plus (Сенси Плюс)

Рукоятка с тонким наконечником и дополнительными релизинговыми отверстиями для деликатной аспирации в глубине тканей.

Применяется для прецизионного и атравматичного осушения глубокого операционного поля.



Рис. 1

Преимущества OP-Flex Sensi Plus (Сенси Плюс):

- Эргономичный дизайн рукоятки без вакуум-контроля (рис. 1).
- Наконечник имеет изогнутую форму, на расстоянии 2 мм от края находятся 4 круглых отверстия диаметром 1 мм (рис. 2).
- Соединительная трубка легко крепится к рукоятке путем защелкивания и оснащена с обеих сторон специальными коннекторами.
- Универсальный гофрированный коннектор позволяет беспрепятственно аспирировать содержимое операционной раны, не перегибается при работе под любым углом.
- Соединительная трубка оснащена коннектором для устройств вакуум-аспирации, выполненным по типу «cut-to-fit» (обрежь где нужно), который подходит к любому устройству с диаметром входной трубки от 8 до 18 мм.



Рис. 2

Каталожный номер	Наименование	Соединительная трубка		Рукоятка						
		Длина, мм	СН	Форма аспирационного наконечника	СН аспирационного наконечника	Внутренний/внешний диаметр аспирационного наконечника, мм		Длина аспирационного наконечника	Вакуум-контроль	Число релизинговых отверстий
34065185	Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex с соединительной трубкой (Sensi Plus)	3500	24	изогнутая	12	2,95	4,2	160	Нет	4

Дополнительная информация:

- Стерилизованы этиленоксидом, срок годности/стерильности: 5 лет с даты изготовления.
- Индивидуальная бумажно-пленочная упаковка.



Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex Pinpoint (Пинпойнт)

Применяется для точечных, деликатных манипуляций.

Набор состоит из рукоятки с вакуум-контролем, утонченного изогнутого наконечника (рис. 1) и соединительной трубки длиной 3,5 м.

Преимущества OP-Flex Pinpoint (Пинпойнт):

- Эргономичный дизайн рукоятки с овальной аппертурой вакуум-контроля, что позволяет проводить аспирацию по необходимости, контролировать процесс, не извлекая рукоятку из глубины раны.
- Утонченный аспирационный наконечник.
- Без дополнительных релизинговых отверстий.
- Соединительная трубка легко крепится к рукоятке путем защелкивания и оснащена с обеих сторон специальными коннекторами.
- Универсальный гофрированный коннектор позволяет беспрепятственно аспирировать содержимое раны.
- Коннектор не перегибается при работе под любым углом и при использовании даже в самых необычных положениях.
- Соединительная трубка оснащена коннектором для устройств вакуум-аспирации, выполненным по типу «cut-to-fit» (обрежь где нужно), который подходит к любому устройству с диаметром входной трубки от 8 до 18 мм.



Рис. 1



Каталожный номер	Наименование	Соединительная трубка		Рукоятка						
		Длина, мм	СН	Форма аспирационного наконечника	СН аспирационного наконечника	Внутренний/внешний диаметр аспирационного наконечника, мм		Длина аспирационного наконечника	Вакуум-контроль	Число релизинговых отверстий
34076185	Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex с соединительной трубкой (Pinpoint)	3500	24	изогнутая	12	2,95	4,2	160	Да	0
33038185	Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex без соединительной трубки (Pinpoint)	без соединительной трубки		изогнутая	12	2,95	4,2	160	Да	0

Дополнительная информация:

- Стерилизованы этиленоксидом, срок годности/стерильности: 5 лет с даты изготовления.
- Индивидуальная бумажно-пленочная упаковка.

Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex Poole (Пул)

Применяется для работы в просвете кишечника, при больших объемах аспирата.

Набор состоит из прямой рукоятки со съемным наружным чехлом, может комплектоваться соединительной трубкой длиной 3,5 м.

Преимущества OP-Flex Poole (Пул):

- Съемный рентгеноконтрастный чехол с рядами углубленных отверстий (рис. 1) снижает риск засасывания тканей кишечника при хирургических операциях, проводимых открытым способом.
- Чехол (рис. 2) можно легко снять, если при аспирации сильно «засоренного» операционного поля ряды боковых отверстий блокируются плотными частицами, сгустками и т. д., эффективность аспирации снижается.
- Соединительная трубка легко крепится к рукоятке путем защелкивания и оснащена с обеих сторон специальными коннекторами.
- Универсальный гофрированный коннектор позволяет беспрепятственно аспирировать содержимое раны, не перегибается при работе под любым углом.
- Соединительная трубка оснащена коннектором для устройств вакуум-аспирации, выполненным по типу «cut-to-fit» (обрежь где нужно), который подходит к любому устройству с диаметром входной трубки от 8 до 18 мм.




Рис. 1



Рис. 2

Каталожный номер	Наименование	Соединительная трубка		Рукоятка						
		Длина, мм	СН	Форма аспирационного наконечника	СН аспирационного наконечника	Внутренний/внешний диаметр аспирационного наконечника, мм		Длина аспирационного наконечника	Вакуум-контроль	Число релизинговых отверстий
34071185	Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex с соединительной трубкой (Poole)	3500	24	прямая	20	4,2	6,1	175	Нет	2
33035185	Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex без соединительной трубки (Poole)	без соединительной трубки		прямая	20	4,2	6,1	175	Нет	2

Дополнительная информация:

- Стерилизованы этиленоксидом, срок годности/стерильности: 5 лет с даты изготовления.
- Индивидуальная бумажно-пленочная упаковка.

Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex Diffusor (Диффузор)

Применяется для деликатных вмешательств с умеренной кровопотерей.

Набор состоит из изогнутой рукоятки, наконечника с миниатюрным фильтрующим диффузором. Может комплектоваться соединительной трубкой 3,5 м (рис.1).

Преимущества OP-Flex Diffusor (Диффузор):

- Перфорированный диффузор (рис. 2) позволяет бережно относиться к тканям во время аспирации, предотвращает блокирование рукоятки мелкими сгустками и фрагментами тканей.
- Соединительная трубка легко крепится к рукоятке путем защелкивания и оснащена с обеих сторон специальными коннекторами.
- Универсальный гофрированный коннектор позволяет беспрепятственно аспирировать содержимое раны, не перегибается при работе под любым углом.
- Соединительная трубка оснащена коннектором для устройств вакуум-аспирации, выполненным по типу «cut-to-fit» (обрежь где нужно), который подходит к любому устройству с диаметром входной трубки от 8 до 18 мм.



Рис. 1



Рис. 2

Каталожный номер	Наименование	Соединительная трубка		Рукоятка						
		Длина, мм	СН	Форма аспирационного наконечника	СН аспирационного наконечника	Внутренний/внешний диаметр аспирационного наконечника, мм		Длина аспирационного наконечника	Вакуум-контроль	Число релизинговых отверстий
34081185	Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex с соединительной трубкой (Диффузор)	3500	24	изогнутая	20	4,6	6,5	160	Да	-
33042185	Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex без соединительной трубки (Диффузор)	без соединительной трубки		изогнутая	20	4,6	6,5	160	Да	-

Дополнительная информация:

- Стерилизованы этиленоксидом, срок годности/стерильности: 5 лет с даты изготовления.
- Индивидуальная бумажно-пленочная упаковка.

Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex SuperFlow (Супер Флоу)

Применяется для быстрого осушения операционного поля.

Набор состоит из массивной рукоятки с овальной аппертурой вакуум-контроля, соединительной трубки 3,5 м с двумя коннекторами и большим наконечником.

Применяется в онкологии, абдоминальной хирургии, травматологии и ортопедии, при необходимости быстрого осушения операционного поля при массивной кровопотере.

Преимущества OP-Flex SuperFlow (Супер Флоу):

- Массивная рукоятка не разбирается, при этом ее можно отсоединить от трубки во время операции (рис. 1).
- Большой диаметр наконечника, два варианта исполнения – прямой или изогнутый.
- Соединительная трубка большого диаметра, легко крепится к рукоятке путем защелкивания и оснащена с обеих сторон специальными коннекторами.
- Универсальный гофрированный коннектор позволяет беспрепятственно аспирировать содержимое раны, не перегибается при работе под любым углом.
- Соединительная трубка оснащена коннектором для устройств вакуум-аспирации, выполненным по типу «cut-to-fit» (обрежь где нужно), который подходит к любому устройству с диаметром входной трубки от 8 до 18 мм.



Рис. 1

Каталожный номер	Наименование	Соединительная трубка		Рукоятка						
		Длина, мм	СН	Форма аспирационного наконечника	СН аспирационного наконечника	Внутренний/внешний диаметр аспирационного наконечника, мм		Длина аспирационного наконечника	Вакуум-контроль	Число релизинговых отверстий
34057185	Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex с соединительной трубкой, прямой рукояткой (SuperFlow)	3500	35	прямая	30	8,0	10,0	180	Да	2
34062185	Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex с соединительной трубкой, изогнутой рукояткой (SuperFlow)	3500	35	изогнутая	30	8,0	10,0	180	Да	2

Дополнительная информация:

- Стерилизованы этиленоксидом, срок годности/стерильности: 5 лет с даты изготовления.
- Индивидуальная бумажно-пленочная упаковка.


Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex FilterFlow (Фильтер Флоу)

Устройство для интраоперационной аспирации OP-Flex FilterFlow (Фильтер Флоу) применяется для удаления фрагментов тканей и костных отломков без засорения аспиратора и блокировки трубки.

Набор состоит из прозрачной рукоятки со встроенным фильтром-коллектором, трех съемных наконечников и соединительной трубки длиной 2,7 м, применяется в травматологии и ортопедии, вмешательствах на брюшной полости и в онкохирургии.

Преимущества OP-Flex FilterFlow (Фильтер Флоу):

- Сменный фильтр-коллектор, встроенный в рукоятку, задерживает все плотные частицы и может быть легко заменен в случае сильного засорения.
- Смена фильтра занимает всего несколько секунд.
- Фильтр с поперечным обтеканием задерживает плотные частицы, но позволяет жидкости проходить сквозь него с минимальным повреждением форменных элементов крови (рис. 2).



- Три сменных наконечника: 15, 23 см – изогнутые наконечники и 28 см – прямой (рис. 1).
- Наконечники имеют боковые отверстия, что снижает риск травмирования при работе с нежными тканями.
- Каждая упаковка OP-Flex Filter Flow включает дополнительный фильтр для быстрой замены в случае, если фильтр в рукоятке переполнен аспирированным содержимым.
- Универсальный гофрированный коннектор позволяет беспрепятственно аспирировать содержимое раны, не перегибается при работе под любым углом.
- Соединительная трубка оснащена коннектором для устройств вакуум-аспирации, выполненным по типу «cut-to-fit» (обрежь где нужно), который подходит к любому устройству с диаметром входной трубки от 8 до 18 мм.

Отличительные особенности:

- Запатентованная система со встроенным фильтром предотвращает неудобства и потерю времени, связанные с засорением аспирационных устройств.
- Увеличенный объем фильтра делает использование Filter Flow идеальным в травматологии и ортопедии, при операциях, сопровождающихся образованием большого количества костных отломков.
- Может также использоваться в онкохирургии, при вмешательствах на брюшной полости.
- Конструкция фильтрующей рукоятки снижает риск повреждения тканей, развития инфекций и послеоперационных осложнений.




Рис. 1



Рис. 2



Соединительная трубка:

Прозрачная трубка длиной 2700 мм, CH30 имеет специальную ребристую поверхность. Устойчива к перегибам и изломам. Просвет не перекрывается при скручивании.

Состав набора FilterFlow	
рукоятка (длина 170 мм)	1 шт.
фильтр-коллектор	2 шт.
сменные наконечники: - прямой, CH24, 280 мм - изогнутые, CH24, 150 мм/ 230 мм	3 шт.
трубка соединительная с универсальным коннектором CH30, длина 2700 мм	1 шт.

Каталож- ный номер	Наименование	Соединительная трубка		Рукоятка						
		Длина, мм	СН	Форма аспира- ционного наконеч- ника	СН аспира- ционного наконеч- ника	Внутренний/ внешний диаметр аспи- рационного наконечника, мм		Длина аспира- ционного наконеч- ника	Ва- куум-кон- троль	Число релизин- говых отверстий
34189185	Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex с соединительной трубкой/ 3 наконечника (Filter- Flow)	2700	24	прямая	24	6,0	8,0	280	Нет	-
				изогнутая	24	6,0	8,0	230	Нет	-
				изогнутая	24	6,0	8,0	150	Нет	-
33095185	Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex без соединительной трубки / 3 наконечника (Filter- Flow)	без соединительной трубки	прямая	24	6,0	8,0	280	Нет	-	
			изогнутая	24	6,0	8,0	230	Нет	-	
			изогнутая	24	6,0	8,0	150	Нет	-	

Дополнительная информация:

- Стерилизованы этиленоксидом, срок годности/стерильности: 5 лет с даты изготовления.
- Индивидуальная бумажно-пленочная упаковка.

Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex DuckBill (ДакБилл, «утиный клюв»)

Устройство для интраоперационной аспирации OP-Flex DuckBill (ДакБилл) применяется для аспирации в труднодоступных щелевидных пространствах.

Устройства для интраоперационной аспирации OP-Flex DuckBill выпускаются в следующих комплектациях:

- **Наборы** с рукояткой с вакуум-контролем и без него, с изогнутым наконечником и соединительной трубкой
- **Рукоятка** с вакуум-контролем, с изогнутым аспирационным наконечником, без соединительной трубки



Преимущества OP-Flex DuckBill (ДакБилл):

Рукоятка:

- Функция вакуум-контроля позволяет хирургу регулировать уровень вакуума во время операции, не извлекая рукоятку из операционной раны. Апертура вакуум-контроля удобной овальной формы, позволяет регулировать уровень вакуума просто перемещая палец вдоль отверстия.
- Углублённая площадка у краев отверстия для вакуум-контроля обеспечивает комфортную работу хирурга даже во влажных перчатках.
- Рукоятка с универсальным гофрированным коннектором совместима с соединительными трубками размером CH 24.
- Рукоятка легко крепится к соединительной трубке путем защелкивания.
- Гофрированный коннектор рукоятки не перегибается при работе и позволяет проводить аспирацию под любым углом.



Соединительная трубка:

- Длина соединительной трубки – 3,5 м, размер CH 24.
- Трубка поставляется с универсальным коннектором типа «cut-to-fit» («обрежь где нужно»), размер универсального коннектора от 8 до 18 мм.
- Универсальный коннектор позволяет присоединить трубку к любому типу стационарных устройств для вакуумной аспирации.

Каталожный номер	Наименование	Соединительная трубка		Рукоятка						
		Длина, мм	CH	Форма аспирационного наконечника	CH аспирационного наконечника	Внутренний/внешний диаметр аспирационного наконечника, мм		Длина аспирационного наконечника	Вакуум-контроль	Число релизинговых отверстий
34086185	Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex с соединительной трубкой, изогнутой рукояткой (DuckBill)	3500	24	изогнутая	20	4,6	6,5	160	Да	-
34088185	Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex с соединительной трубкой, изогнутой рукояткой (DuckBill)	3500	24	изогнутая	20	4,6	6,5	160	Нет	-
33044185	Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex, без соединит. трубки (Duckbill)	без соединительной трубки		изогнутая	20	4,6	6,5	160	Да	-

Дополнительная информация:

- Стерилизованы этиленоксидом, срок годности/стерильности: 5 лет с даты изготовления.
- Индивидуальная бумажно-пленочная упаковка.

Трубка соединительная для устройства дренирующего для интраоперационной аспирации (OP-Flex)

Трубка в двух вариантах длины с универсальными коннекторами по обеим её сторонам.

«Cut-to-fit» (обрежь где нужно) конструкция универсальных коннекторов подходит к любому типу стационарных устройств для вакуум-аспирации, имеющему диаметр входной трубки от 8 до 18 мм.

Коннектор рукоятки имеет ряд особенностей:

- Гофрированный коннектор рукоятки не перегибается при работе и позволяет проводить аспирацию под любым углом.
- Профилированную поверхность для уверенного захвата при надевании рукоятки.
- Внутренние концентрические уплотнительные кольца для наружного крепления рукоятки.



Каталожный номер	Наименование	Соединительная трубка		Количество коннекторов	Цветомаркировка коннектора
		Длина, мм	СН		
16100185	OP-Flex соединительная трубка СН24, 2100 мм/ воронка + обрезаемый коннектор (зеленый)	2100	24	2	Зеленый
16102185	OP-Flex соединительная трубка СН24, 3500 мм/ воронка + обрезаемый коннектор (зеленый)	3500	24	2	Зеленый

Дополнительная информация:

- Стерилизованы этиленоксидом, срок годности/стерильности: 5 лет с даты изготовления.
- Индивидуальная бумажно-пленочная упаковка.

Соединительная трубка – удлинитель для хирургических отсосов и рукояток

Представляет собой универсальную трубку с двумя воронками серого или синего цвета, расположенными на обоих концах устройства.

Трубка может быть присоединена к хирургической рукоятке и источнику вакуума в операционной.

Благодаря воронкообразной форме коннекторов соединительные трубки могут сочетаться практически с любыми видами аспирационных рукояток и хирургических отсосов.



Каталожный номер	Наименование	Соединительная трубка		Количество воронок	Внешний диаметр, мм	Цветомаркировка коннектора
		Длина, мм	СН			
16056185	OP-Flex соединительная трубка / 2 воронки	4000	30	2	10,0	серый
16049185	OP-Flex соединительная трубка / 2 воронки	2100	24	2	8,0	синий
16050185	Соединительная трубка / 2 воронки	3000	24	2	8,0	синий
16042185	OP-Flex соединительная трубка / 2 воронки	4000	24	2	8,0	синий

Дополнительная информация:

- Стерилизованы этиленоксидом, срок годности/стерильности: 5 лет с даты изготовления.
- Индивидуальная бумажно-пленочная упаковка.

Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации с соединительной трубкой и изогнутой рукояткой Rectoscope suction set (Ректоскоп сакшен сет)

Устройство предназначено для аспирации слизи и секрета в области выполнения визуального осмотра во время ректоскопии.

- Оптимальная длина изделия 470 мм адаптированная для использования в традиционной ректоскопии.
- Производится из безопасного гипоаллергенного ПВХ.



Каталожный номер	Наименование	Соединительная трубка		Рукоятка		
		Длина, мм	СН	Форма аспирационного наконечника	Длина аспирационного наконечника	СН аспирационного наконечника
34020185	Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации с соединительной трубкой и изогнутой рукояткой	3500	24	изогнутая	470 мм	20

Дополнительная информация:

- Стерилизованы этиленоксидом, срок годности/стерильности: 5 лет с даты изготовления.
- Индивидуальная бумажно-пленочная упаковка.

Каталожный номер	Тип устройства для интраоперационной аспирации	Ключевые особенности
34081185	Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex с соединительной трубкой (Diffusor)	Классическая изогнутая рукоятка Янкауэр, с диффузором на конце Тип: Diffusor, длина рукоятки 145 мм размер наконечника CH 20 (диаметр внутренний: 4,6 мм; внешний: 6,5 мм) перфорированный диффузор трубка соединительная, специально рифленая с универсальным коннектором: CH 24, длина 3500 мм вакуум-контроль
34076185	Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex с соединительной трубкой (Pinpoint)	Изогнутая рукоятка аспирационная Тип: Pinpoint, длина рукоятки 145 мм размер наконечника CH 12, с «тонким носиком» (диаметр внутренний: 2,95 мм; внешний: 4,20 мм) без релизинговых отверстий трубка соединительная, специально рифленая с универсальным коннектором: CH 24, длина 3500 мм вакуум-контроль
34057185	Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex с соединительной трубкой, прямой рукояткой (SuperFlow)	Массивная прямая рукоятка Тип: Superflow, длина рукоятки 180 мм размер наконечника CH 30 (диаметр внутренний: 8,0 мм; внешний: 10 мм) 2 релизинговых отверстия трубка соединительная, специально рифленая с универсальным коннектором: CH 35, длина 3500 мм вакуум-контроль
34062185	Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex с соединительной трубкой, изогнутой рукояткой (SuperFlow)	Массивная изогнутая рукоятка Тип: Superflow, длина рукоятки 180 мм размер наконечника CH 30 (диаметр внутренний: 8,0 мм; внешний: 10 мм) 2 релизинговых отверстия трубка соединительная специально рифленая с универсальным коннектором: CH 35, длина 3500 мм вакуум-контроль
34189185	Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex с соединительной трубкой / 3 наконечника (FilterFlow)	Массивная разборная профилированная рукоятка со сменными коллекторами в составе: изогнутая рукоятка аспирационная с длиной наконечника 150 мм, размер CH 24 изогнутая рукоятка аспирационная с длиной наконечника 230 мм, размер CH 24 прямая рукоятка аспирационная с длиной наконечника 280 мм, размер CH 24 диаметр аспирационного наконечника внутренний: 6,0 мм, внешний: 8,0 мм трубка соединительная с универсальным коннектором: размер CH 24, длина 2700 мм
34071185	Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex с соединительной трубкой (Poole)	Прямая разборная аспирационная рукоятка со съёмным перфорированным чехлом, длина рукоятки 175 мм размер наконечника CH 18 (диаметр внутренний: 4,2 мм; внешний: 6,1 мм) 2 релизинговых отверстия трубка соединительная с универсальным коннектором: размер: CH 24, длина 3500 мм без вакуум-контроля

Каталожный номер	Тип устройства для интраоперационной аспирации	Рекомендованная сфера применения								
		челюстно-лицевая хирургия	нейрохирургия	торакальная хирургия	абдоминальная хирургия	проктология	гинекология	ортопедия	кардиохирургия	педиатрия
34081185	Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex с соединительной трубкой (Diffusor)			✓✓✓		✓✓✓			✓✓	✓✓
34076185	Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex с соединительной трубкой (Pinpoint)	✓✓✓	✓✓✓			✓✓✓			✓✓	✓✓✓
34057185	Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex с соединительной трубкой, прямой ручьяткой (SuperFlow)				✓✓✓					
34062185	Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex с соединительной трубкой, изогнутой ручьяткой (SuperFlow)			✓	✓✓		✓✓	✓✓		
34189185	Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex с соединительной трубкой / 3 наконечника (FilterFlow)			✓✓✓	✓✓✓✓		✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	
34071185	Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex с соединительной трубкой (Poole)				✓✓✓✓					

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ

Послеоперационное дренирование – манипуляция, направленная на создание условий для беспрепятственного оттока отделяемого из области операционной раны наружу при помощи разных дренажных катетеров, устанавливаемых в рану.

Виды дренирования:

- активное низковакуумное;
- пассивное.

Цель дренирования:

- контроль возможного послеоперационного кровотечения;
- снижение риска развития инфекционных осложнений.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Травматология и ортопедия
2. Урология, гинекология и проктология
3. Тотальная и секторальная мастэктомия
4. Пластическая и эстетическая хирургия
5. Хирургия эндокринных органов
6. Абдоминальная хирургия
7. Онкохирургия

Устройство дренирующее UnoVac (УноВак) эффективная система низковакуумного дренирования ран

Простое, легкое в обращении, надежное устройство предназначено для активного послеоперационного дренирования ран.

Благодаря наличию уникальной полусферической прозрачной вакуумной камеры, дренажа Ульмера и невозвратных клапанов, система UnoVac обеспечивает эффективную эвакуацию раневого отделяемого с постоянным уровнем вакуума на протяжении всего периода дренирования, значительно уменьшает риск инфицирования и способствует неосложненному заживлению раны. Визуальный контроль процедуры обеспечивает прозрачный материал вакуумной камеры, сборного мешка и трубки.



Разрежение в системе создается за счет расправления эластичных стенок дренажной емкости. По мере наполнения камеры уровень разрежения сохраняется относительно постоянным. Установка вакуума и одновременное опорожнение вакуумной камеры производится простым нажатием на мембрану камеры.

Специально разработанные невозвратные клапаны предотвращают ретроградный заброс отделяемого, избавляют от необходимости использовать зажимы и позволяют легко опорожнять систему.

Двойная система крепления, встроенный крючок и шнур, позволяет фиксировать устройство к различным типам кроватей и к одежде пациента.

Отличительные особенности:

- Полностью закрытая система минимизирует риск инфекционных осложнений за счет невозвратных клапанов.
- Автоматическое переключение на пассивное дренирование при полном заполнении вакуумной камеры.
- Большая общая емкость: 900 мл (вакуумная камера – 300 мл, сборный мешок – 600 мл) (рис. 2).
- Уникальный дренаж Ульмера с постоянной силой всасывания по всей длине.
- Постоянный уровень вакуума (период дренирования до 7 суток) в системе значительно увеличивает эффективность дренирования.
- Возможность замены сборного мешка.
- Срок использования устройства: до 7 суток.
- Подходит для использования у пациентов в амбулаторных условиях.



Рис. 1

ОПИСАНИЕ

1. Вакуумная камера (рис. 1)

- Емкость вакуумной камеры – 300 мл.
- Шаг шкалы вакуумной камеры – 10/20/200 мл.
- Начальный уровень вакуума при полностью сжатой камере – 95 мм рт. ст.
- Количество встроенных невозвратных клапанов – 2.

Легкий визуальный контроль уровня вакуума.

2. Встроенные невозвратные (антирефлюксные) клапаны

предотвращают обратный ток жидкости и избавляют от необходимости использовать зажимы. Находятся между вакуумной камерой и дренажом, между вакуумной камерой и сборным мешком.

3. Закручивающиеся крышки позволяют безопасно закрыть использованный сборный мешок с раневым отделяемым и закрыть нижнее отверстие вакуумной камеры.

4. Устройство дренирующее для сбора раневого отделяемого (сборный мешок). Инструкция и градуировка на передней поверхности сборного мешка. Для удобства передвижения пациента сборный мешок может быть на время отсоединен. Специальный поворотный коннектор. Закручивающаяся крышка.

5. Закручивающийся универсальный коннектор подходит для всех дренажных трубок диаметром CH 10–18.

6. Специальный коннектор обеспечивает надежность и герметичность соединения. Для замены мешка нужно повернуть коннектор на 90°.

7. Встроенный гидрофобный антибактериальный фильтр уменьшает риск инфицирования.

8. Дренажный катетер типа Ульмер с троакаром.


- Длина – 750 мм.
- Длина перфорированной части – от 78 до 116 мм (в зависимости от CH).
- Градуированные отверстия разного диаметра, обеспечивающие равномерную аспирацию по всей длине перфорированного участка.
- Метки на дренажном катетере на расстоянии 20–40–60 мм от перфорированного участка трубки.
- Встроенная рентгеноконтрастная полоса.

9. Соединительная трубка 1050 мм



Рис. 2

Компоненты устройства дренирующего UnoVac



Y-образный катетер (коннектор) служит для присоединения двух дренажей.

Неопреновые коннекторы с неспадающими стенками идеально подходят для вакуумных систем. Коннектор может быть обрезан на подходящем уровне, для надежного герметичного подсоединения одного или двух дренажей размером CH 06-18.





Каталожный номер	Наименование	Состав	Технические характеристики		
			Длина дренажа, мм	СН дренажного катетера	Троакар
26015185	Устройство дренирующее UnoVac / катетер дренажный Ulmer	-вакуумная камера -мешок для сбора раневого отделяемого -катетер дренажный Ulmer с троакаром	750	10	+
26017185		-вакуумная камера -мешок для сбора раневого отделяемого -катетер дренажный Ulmer с троакаром	750	12	+
26019185		-вакуумная камера -мешок для сбора раневого отделяемого -катетер дренажный Ulmer с троакаром	750	14	+
26021185		-вакуумная камера -мешок для сбора раневого отделяемого -катетер дренажный Ulmer с троакаром	750	16	+
26023185		-вакуумная камера -мешок для сбора раневого отделяемого -катетер дренажный Ulmer с троакаром	750	18	+
26059185	Устройство дренирующее UnoVac/катетер дренажный Ulmer, троакар, мешок для сбора раневого отделяемого с невозвратным клапаном	-вакуумная камера катетер дренажный Ulmer с троакаром -мешок для сбора раневого отделяемого с невозвратным клапаном	750	14	+
26060185	Мешок UnoVac для сбора раневого отделяемого с невозвратным клапаном	-мешок для сбора раневого отделяемого с невозвратным клапаном	-	-	-
84018185	Y-образный катетер (коннектор) UnoVac	-коннектор	-	-	-
26011185	Устройство дренирующее UnoVac без катетера дренажного	-вакуумная камера -мешок для сбора раневого отделяемого	-	-	-
26013185	Мешок UnoVac для сбора раневого отделяемого без невозвратного клапана	-мешок для сбора раневого отделяемого	-	-	-

Дополнительная информация:

- Стерилизованы этиленоксидом, срок годности/стерильности: 5 лет с даты изготовления.
- Индивидуальная бумажно-пленочная упаковка.

Устройство дренирующее для плевральной пункции Pleura Puncture set (Плевра Пункча сет)

Предназначено для эвакуации содержимого плевральной полости при гемотораксе, гидротораксе, эмпиеме и для лечения пневмоторакса.

Полностью закрытая герметичная система. Стерильный сборный мешок для экссудата, который необходимо размещать ниже уровня плевральной полости пациента для более эффективного оттока содержимого (рис. 1).



Рис. 3



Рис. 1

Состав устройства:

- Дренажный мешок объемом 2 л, на поверхность которого нанесена шкала с шагом 100 мл. Снабжен невозвратным клапаном.
- Шприц с четкой несмываемой градуировкой в мл, объемом – 60 мл. Тип соединения Луер Лок (винтовое). Игла вкручивается в шприц, обеспечивая надежность и герметичность, позволяя соединению выдерживать сильное, выталкивающее давление.
- Иглы: G 14, 16, 19 – 3 шт. (рис. 3). Длина игл – 80 мм.
- Приводная трубка, длина 850 мм.
- Трехходовый кран с удлинительной линией для регулировки потоков экссудата (рис. 2).
- Удлинительная линия имеет резьбовые Луер Лок коннекторы..



Рис. 2

Каталожный номер	Наименование
45 951 1S-50	Устройство дренирующее для плевральной пункции Pleura Puncture set

Дополнительная информация:

- Стерилизованы этиленоксидом, срок годности/стерильности: 5 лет с даты изготовления.
- Индивидуальная бумажно-пленочная упаковка.

Устройство дренирующее MiniVacuum Set (МиниВак)

Предназначено для низковакуумного дренирования области оперативного вмешательства в тех случаях, когда ожидается малое количество отделяемого (операции на щитовидной железе, хирургия уха, горла, носа, шеи, кисти, детская хирургия, небольшие ушиваемые мягкотканые дефекты, кисты).

Отличительные особенности:

- Полуоткрытая система, не содержит невозвратных клапанов, не рекомендуется для длительного дренирования (>24 ч).
- Готовый к применению набор включает сильфон-«гармошку», дренажный катетер (Ульмер или Редон) с троакаром.
- Сильфон 30 мл обеспечивает начальный уровень вакуума 80 мм рт. ст.
- Сильфон можно опорожнять и повторно присоединять к дренажному катетеру.



Каталожный номер	Наименование	Состав	Технические характеристики		
			Длина дренажа, мм	СН дренажного катетера	Троакар
13001185	Устройство дренирующее MiniVacuum Set с катетером дренажным Redon	-Устройство дренирующее 30 мл -Катетер дренажный Redon с троакаром	500	06	+
13002185	Устройство дренирующее MiniVacuum Set с катетером дренажным Ulmer	Устройство дренирующее 30 мл Катетер дренажный Ulmer с троакаром	500	08	+



Дополнительная информация:

- Стерилизованы этиленоксидом, срок годности/стерильности: 5 лет с даты изготовления.
- Индивидуальная бумажно-пленочная упаковка.

Устройство дренирующее Unoversal drainage Set (Уноверсал)

Обеспечивает эффективное низковакуумное дренирование области оперативного вмешательства в тех случаях, когда в послеоперационном периоде прогнозируется значительное или умеренное количество отделяемого (в течение непродолжительного времени).

Отличительные особенности:

- Система относится к полужакрытому типу (без невозвратных клапанов).
- Состав комплекта: сильфон-«гармошка» 100 мл или 400 мл, дренаж Ульмера с троакар, соединительная трубка 125 см с регулируемым зажимом.
- Начальный уровень вакуума – 140 мм рт. ст. для сильфона 100 мл, 95 мм рт.ст. – для сильфона 400 мл.
- Сильфон можно опорожнять, предварительно перекрыв соединительную трубку с кремальерой, и повторно присоединять к дренажной трубке.

Не рекомендовано для длительного дренирования (свыше 24 часов) в силу полуоткрытого типа конструкции.



Каталожный номер	Наименование	Состав	Технические характеристики			
			Объем сильфона, мл	Длина дренажа, мм	СН дренажного катетера	Троакар
13005185	Устройство дренирующее Unoversal drainage Set	Сильфон	100	–	–	–
13006185			400	–	–	–
13027185	Устройство дренирующее Unoversal drainage Set с катетером дренажным Ulmer	-устройство дренирующее Unoversal drainage Set -сильфон -катетер дренажный Ulmer с троакаром	400	500	10	+
13028185			400	500	12	+
13029185			400	500	14	+
13030185			400	500	16	+
13053185			100	500	10	+

Дополнительная информация:

- Стерилизованы этиленоксидом, срок годности/стерильности: 5 лет с даты изготовления.
- Индивидуальная бумажно-пленочная упаковка.

Устройство дренирующее Thyroidea Set (Тироидеа сет)

Предназначено для проведения низковакуумного дренирования после оперативных вмешательств в тех случаях, когда в послеоперационном периоде ожидается умеренное количество отделяемого в течение непродолжительного времени.

Отличительные особенности:

- Полуоткрытая система, не содержит невозвратных клапанов, не рекомендуется для длительного дренирования (>24 ч).
- Набор включает сильфон-«гармошку» 100 мл, два дренажных катетера Ульмера, соединительную трубку с кремальерой, универсальный коннектор и заглушку.
- Коннектор для присоединения дренажных катетеров позволяет выбрать вариант применения одного или двух дренажей.
- Сильфон-«гармошка» емкостью 100 мл обеспечивает начальный уровень вакуума 140 мм рт. ст.
- Сильфон-«гармошку» можно опорожнять, перекрывая соединительную трубку кремальерой, и повторно присоединять к дренажной трубке.
- Дренаж выбора после тиреоидэктомии.



Каталожный номер	Наименование	Состав	Технические характеристики			
			Объем устройства дренирующего, мл	Длина дренажа, мм	СН дренажного катетера	Троакар
13004185	Устройство дренирующее Thyroidea Set, 100 мл / 2 катетера дренажных Ulmer	-устройство дренирующее -катетер дренажный Ulmer (2 шт)	100	500	10	-

Дополнительная информация:

- Стерилизованы этиленоксидом, срок годности/стерильности: 5 лет с даты изготовления.
- Индивидуальная бумажно-пленочная упаковка.

Устройство дренирующее Passive Drainage Set (Пассив)

Применяется для пассивного послеоперационного дренирования области оперативного вмешательства. Щадящее эффективное дренирование без активного вакуума.

Дренажный мешок:

- Объем дренажного мешка – 700 мл.
- Встроенный невозвратный клапан.
- Крестообразный кран для опорожнения мешка.

Дренажный катетер:

- Тип дренажного катетера – Spiral с отверстиями овальной формы, расположенными вдоль воображаемой спирали.
- Размеры по Шарьеру – 20, 24, 28.
- Общая длина – 650 мм.
- Длина перфорированного участка – 150 мм.
- Изготовлен из мягкого ПВХ.

Приводная трубка:

- Длина – 900 мм.

Отличительные особенности:

- Легкая в сборке и использовании система.
- Срок эксплуатации с момента установки – до 7 дней.
- Дренажный мешок с прозрачной передней стенкой емкостью 700 мл, снабженный невозвратным клапаном лепесткового типа, краном для слива раневого содержимого и армированным отверстием для подворачивания сливного крана.



Каталожный номер	Наименование	Состав	Технические характеристики			
			Объем устройства дренирующего, мл	Длина дренажа, мм	СН дренажного катетера	Троакар
40229185	Устройство дренирующее Passive Drainage Set с дренажным катетером Spiral	-устройство дренирующее Passive Drainage Set -катетер дренажный Spiral	700	650	20	-
40230185		-устройство дренирующее Passive Drainage Set -катетер дренажный Spiral	700	650	24	-
40231185		-устройство дренирующее Passive Drainage Set -катетер дренажный Spiral	700	650	28	-

Дополнительная информация:

- Стерилизованы этиленоксидом, срок годности/стерильности: 5 лет с даты изготовления.
- Индивидуальная бумажно-пленочная упаковка.

КАТЕТЕРЫ ОДНОРАЗОВЫЕ ДЛЯ ХИРУРГИИ

I Катетер дренажный Ulmer (Ульмера)

Дренажный катетер типа Ulmer используется для послеоперационного дренирования непосредственно в ране. При наличии присоединенного троакара в комплекте устанавливается с его помощью. Особенностью дренажа Ulmer является возрастающий к дистальному концу диаметр отверстий, что обеспечивает равномерную аспирацию по всей длине перфорированного участка трубки и более быстрый отток экссудата.


Благодаря специальной обработке краев отверстий и равномерному оттоку раневого отделяемого снижается вероятность окклюзии дренажа, уменьшается травмирование тканей во время извлечения дренажной трубки.



Особенности троакара:

- Цельнолитой троакар из нержавеющей стали атравматично присоединен к катетеру.
- Поставляется с защитным колпачком, укрывающим колющую часть.

Особенности дренажной трубки:


- Специальная конфигурация дренажных отверстий для более высокой эффективности дренирования.
- Просвет не перекрывается при скручивании.
- С рентгеноконтрастной полосой и маркировкой трубки.
- Срок стояния катетера с момента установки – от 3 до 12 дней.
- Жесткость по Шору А69.
- Изготовлен из ПВХ без содержания фталатов.
- Индивидуальная упаковка.





Каталожный номер	Наименование	Характеристики (CH/ длина/ внешний диаметр изделия/ длина перфорации)
15020185 	Катетер дренажный Ulmer без троакара	CH08/ 500 мм/ 2,7 мм/ 6 см
15021185 		CH10/ 500 мм/ 3,3 мм/ 8 см
15024185 		CH12/ 500 мм/ 4,0 мм/ 10 см
15025185 		CH12/ 750 мм/ 4,0 мм/ 10 см
15027185 		CH14/ 750 мм/ 4,7 мм/ 12 см
15029185 		CH16/ 750 мм/ 5,3 мм/ 12 см
15031185 		CH18/ 750 мм/ 6,0 мм/ 12 см
15057185 	Катетер дренажный Ulmer с троакаром	CH10/ 750 мм/ 3,3 мм/ 8 см
15059185 		CH12/ 750 мм/ 4,0 мм/ 10 см
15061185 		CH14/ 750 мм/ 4,7 мм/ 12 см

Каталожный номер	Наименование	Характеристики (СН/ длина/ внешний диаметр изделия/ длина перфорации)
15063185 	Катетер дренажный Ulmer с троакаром	СН16/ 750 мм/ 5,3 мм/ 12 мм
15065185 		СН18/ 750 мм/ 6,0 мм/ 12 мм

В отличие от других видов дренажей катетер Ulmer обеспечивает равномерное всасывание по всей длине перфорированного участка трубки и тем самым способствует более быстрому заживлению раны.



Катетер Ulmer – отсутствие потери вакуума по всей длине катетера



Катетер Redon – падение силы вакуума от дистального конца к проксимальному

Дополнительная информация:


- Стерилизованы этиленоксидом, срок годности/стерильности: 5 лет с даты изготовления.

I Катетер дренажный Redon (Редон)

Катетер дренажный хирургический Redon служит для послеоперационного дренирования непосредственно в ране. Круглые отверстия одного диаметра расположены равномерно, в шахматном порядке по всей перфорируемой поверхности дренажа для снижения риска прорастания тканей.






Благодаря специальной обработке краев отверстий и равномерному оттоку раневого отделяемого снижается вероятность окклюзии дренажа и уменьшается травмирование тканей во время извлечения дренажной трубки.

Соединяется с дренажной емкостью.



Основные технические характеристики:

- Изготовлен из ПВХ без содержания фталатов.
- Содержит рентгеноконтрастную полосу и метки на расстоянии 20–40–60 мм от перфорированного участка.
- Имеет атравматичный открытый конец.
- Срок стояния катетера с момента установки – от 3 до 12 дней.

Каталожный номер	Наименование	Характеристики (CH/ длина/ внешний диаметр изделия/ длина перфорации)
15002185 	Катетер дренажный Redon	CH08/ 500 мм/ 2,7 мм/ 7 см
15004185 		CH10/ 500 мм/ 3,3 мм/ 7 см
15005185 		CH12/ 500 мм/ 4,0 мм/ 7 см
15006185 		CH14/ 500 мм/ 4,7 мм/ 7 см
15007185 		CH16/ 500 мм/ 5,3 мм/ 7 см
15008185 		CH18/ 500 мм/ 6,0 мм/ 7 см
15011185 		CH10/ 500 мм/ 3,3 мм/ 14 см
15012185 		CH12/ 500 мм/ 4,0 мм/ 14 см
15013185 		CH14/ 500 мм/ 4,7 мм/ 14 см
15014185 		CH16/ 500 мм/ 5,3 мм/ 14 см
15015185 		CH18/ 500 мм/ 6,0 мм/ 14 см

Дополнительная информация:

- Стерилизован этиленоксидом, срок годности/стерильности: 5 лет с даты изготовления.
- Имеет индивидуальную упаковку.

I Катетер дренажный Spiral (Спирал)

Катетер дренажный хирургический Spiral используется для послеоперационного дренирования непосредственно в ране. Имеет отверстия овальной формы, расположенные вдоль воображаемой спирали, что позволяет значительно снизить риск прорастания тканей в сравнении с дренажами с отверстиями, расположенными друг напротив друга.

Благодаря специальной обработке краев отверстий и равномерному оттоку раневого отделяемого снижается вероятность окклюзии дренажа и уменьшается травмирование тканей во время извлечения дренажной трубки. Имеет атравматичный открытый конец. Просвет не перекрывается при скручивании.





Особенности:



- Выпускается с троакаром и без троакара.
- Коннектор в комплекте (для присоединения к устройству Passive Drainage Set).
- Легко обнаруживается при помощи рентгеновских лучей за счет наличия рентгеноконтрастной полосы.
- Цельнолитой троакар из нержавеющей стали атравматично присоединен к катетеру.
- Специальная заточка снижает риск повреждения тканей при введении.
- Срок стояния катетера с момента установки – от 3 до 12 дней.

Основные технические характеристики:

- Дренажный катетер изготовлен из ПВХ, без содержания фталатов.
- Жёсткость по Шору – А64, мягкий, напоминает силиконовый дренаж.



Каталожный номер	Наименование	Характеристики (CH/ длина/ внешний диаметр изделия/ длина перфорации)
40021185 	Катетер дренажный Spiral без троакара	CH08/ 650 мм/2,7 мм/15 см
40023185 		CH10/ 650 мм/3,3 мм/15 см
40027185 		CH12/ 650 мм/4,0 мм/15 см
40031185 		CH14/ 650 мм/4,7 мм/15 см
40045185 		CH16/ 650 мм/5,3 мм/15 см
40047185 		CH18/ 650 мм/6,0 мм/ 15 см
40049185 		CH20/ 650 мм/6,7 мм/15 см

Каталожный номер	Наименование	Характеристики (CH/ длина/ внешний диаметр изделия/ длина перфорации)
40051185 	Катетер дренажный Spiral без троакара	CH24/ 650 мм/8,0 мм/ 15 см
40053185 		CH28/ 650 мм/9,3 мм/ 15 см
40065185 	Катетер дренажный Spiral с троакаром	CH18/ 650 мм/6,0 мм/ 15 см
40192185 		CH12/ 650 мм/4,0 мм/ 15 см
40196185 		CH14/ 650 мм/4,7 мм/ 15 см

Дополнительная информация:

- Стерилизованы этиленоксидом, срок годности/стерильности: 5 лет с даты изготовления.
- Имеет индивидуальную упаковку.

I Катетер дренажный Silicone (Силикон)

Силиконовый дренаж с перфорацией по спирали, с коннектором для сильфонов.

Мягкий биосовместимый дренаж предназначен для бережного дренирования нежных тканей. Дренажные овальные отверстия расположены вдоль воображаемой спирали.

Благодаря специальной обработке краев отверстий и равномерному оттоку раневого отделяемого снижается вероятность окклюзии дренажа и уменьшается травмирование тканей во время извлечения дренажной трубки. Просвет не перекрывается при скручивании. Встроенная рентгеноконтрастная полоса.

Коннектор силиконового дренажа подходит к сильфонам гармошкам на 100 и 400 мл.

Основные технические характеристики:

- Материал изготовления: силикон.
- Стерилизованы этиленоксидом, срок годности/стерильности: 5 лет с даты изготовления.
- Имеет двойную индивидуальную упаковку.
- Срок сохранения стерильности изделий 5 лет.
- Срок стояния катетера с момента установки – до 30 дней.



Каталожный номер	Наименование	Характеристики (CH/ длина/ внешний диаметр изделия/ длина перфорации)
15087185	Катетер дренажный Silicone	CH 10/ 500 мм/ 3,3 мм/ 90 мм
15088185		CH 12/ 500 мм/ 4,0 мм/ 90 мм
15089185		CH 15/ 500мм/ 5,0 мм/ 90 мм
15090185		CH 18/ 500мм/ 6,0 мм/ 90 мм
15091185		CH 21/ 500мм/ 7,0 мм/ 90 мм
15092185		CH 24/ 500мм/ 8,0 мм/ 90 мм
15093185		CH 30/ 500мм/ 10,0 мм/ 90 мм

АСПИРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ САНАЦИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Закрытая аспирационная система CATHY

Клапан промывочной камеры

Позволяет изолировать кончик катетера для его промывки

Промывочная камера

Безопасная промывка катетера без риска попадания жидкости в дыхательные пути пациента

Разъединяющее кольцо

Легкое рассоединение одной рукой без смещения интубационной или трахеостомической трубки

Промывочный порт с невозвратным клапаном и защитной крышкой

Универсальный коннектор дыхательного контура



Гофрированная трубка-переходник

Позволяет перемещать пациента и проводить манипуляции без риска разгерметизации системы

Аспирационный катетер Мюлли

С атравматичным открытым кончиком, двумя боковыми отверстиями, метрической шкалой и рентгеноконтрастной полосой

Тонкий полупрозрачный защитный рукав

Позволяет легко манипулировать надежно изолированным катетером

Эргономичный блок управления вакуумом

Удобное управление одной рукой

Универсальный коннектор источника вакуума

Кнопка контроля вакуума с защитной крышкой

Гидрофобный фильтр 5 мкм

Уменьшает риск перекрестной контаминации в процессе санации

Наклейки с днями недели для напоминания о замене аспирационной системы

Monday, Montag, Lundi, Luned, Moandag	Mandag, Måndag, Mandag, Maandag	Lunes, Segunda-feira, Dinsdag, Freide	Dimanche, Dimançaga, Dimançaga, Dimançaga	Montag, Montags, Montags, Montags
Tuesday, Dinsdag, Mardi, Martedì, Dinsdag	Tuesday, Tuesday, Tuesday, Dinsdag	Martes, Terça-feira, Tuesday, Dinsdag	Dinsdag, Dinsdag, Dinsdag, Dinsdag	Montag, Montags, Montags, Montags
Wednesday, Mittwoch, Mercredi, Mercoledì, Woensdag	Onsdag, Onsdag, Onsdag, Onsdag	Miercoles, Quarta-feira, Tinides, Sábado	Onsdag, Onsdag, Onsdag, Onsdag	Montag, Montags, Montags, Montags
Thursday, Donnesdag, Jeudi, Giovedì, Donnesdag	Torsdag, Torsdag, Torsdag, Torsdag	Jueves, Quinta-feira, Thursday, Dinsdag	Onsdag, Onsdag, Onsdag, Onsdag	Montag, Montags, Montags, Montags
Friday, Freitag, Vendredi, Venerdì, Freitag	Freitag, Freitag, Freitag, Freitag	Viernes, Sexta-feira, Donnerstag, Freitag	Onsdag, Onsdag, Onsdag, Onsdag	Montag, Montags, Montags, Montags
Saturday, Samstag, Samedi, Sabato, Zaterdag	Löndag, Löndag, Löndag, Löndag	Sábado, Sábado, Sábado, Sábado	Onsdag, Onsdag, Onsdag, Onsdag	Montag, Montags, Montags, Montags
Sunday, Sonntag, Dimanche, Domenica, Zondag	Sendag, Sendag, Sendag, Sendag	Domingo, Domingo, Domingo, Domingo	Onsdag, Onsdag, Onsdag, Onsdag	Montag, Montags, Montags, Montags

Преимущества закрытых аспирационных систем (ЗАС)

► Предупреждение развития вентилятор-ассоциированной пневмонии

Применение закрытых систем для санации в период первых 96 часов искусственной вентиляции легких в условиях многопрофильного ОИТ в 3 раза уменьшает частоту развития вентилятор-ассоциированной пневмонии¹.

► Концепция "Изолированный пациент"

ЗАСы защищают пациента и медицинский персонал от внутрибольничных инфекций за счет создания закрытого контура пациента.

► Снижение рисков гипоксии и осложнений

за счет проведения всех манипуляций (аспирации, промывания катетера, отбора проб, лаважа) через герметичный замкнутый контур без отключения от ИВЛ.

► Сокращение времени санации

ЗАС постоянно подключена к дыхательному контуру, нет необходимости подбирать катетер для санации, отсоединять и присоединять дыхательный контур.

► Закрытые аспирационные системы официально рекомендованы в РФ к применению у детей и взрослых^{2,3,4}

Закрытая аспирационная система Cathy:

- Время использования 48 часов включительно.
- Длина 35 см (для трахеостомических трубок) и 55 см (для эндотрахеальных трубок).
- Гофрированная растягивающаяся трубка-переходник 15/22 мм для подсоединения дыхательного контура (в большинстве вариантов комплектации).

Информация для заказа

Артикул	Наименование	Размер, СН	Рекомендуемый внутренний диаметр эндотрахеальных трубок, мм	Длина, см	Цвет коннектора в соответствии с международной кодировкой	Наличие гофрированной трубки в наборе
36001185	Закрытая аспирационная система Cathy	6	4,0-4,5	35	зеленый	-
36004185		8	5,0-6,0	35	синий	-
36005185		8	5,0-6,0	45	синий	-
36019185		10	6,5-7,0	35	черный	+
36021185		10	6,5-7,0	55	черный	+
36022185		12	7,5-8,0	35	белый	+
36024185		12	7,5-8,0	55	белый	+
36025185		14	8,5-9,0	35	зеленый	+
36027185		14	8,5-9,0	55	зеленый	+
36028185		16	9,5-10,0	35	оранжевый	+
36030185		16	9,5-10,0	55	оранжевый	+

¹ Влияние закрытой санации на частоту развития вентиляторассоциированной пневмонии, колонизацию пациентов и контаминацию окружающей среды / К.С. Лапин [и др.] // Анестезиология и реаниматология. - 2020. - №4

² Неонатология. Клинические рекомендации / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева, Д. С. Крючко. - 2019

³ Ведение новорождённых с респираторным дистресс-синдромом. Клинические рекомендации / под ред. ак. РАН Н.Н. Володина. - 2015

⁴ Нозокомиальная пневмония у взрослых. Российские национальные рекомендации / под ред. ак. РАН Б.Р. Гельфанда. - 2016

АСПИРАЦИОННЫЕ КАТЕТЕРЫ МЮЛЛИ ДЛЯ САНАЦИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ



Аспирационные катетеры Мюлли (Müly) используются для открытой оро- и назофарингеальной санации, а также для санации трахеобронхиального дерева у пациентов на ИВЛ.

Катетеры Мюлли имеют атравматичный открытый дистальный конец и два атравматично обработанных боковых отверстия малого диаметра, расположенных друг напротив друга. Благодаря такой конструкции санация происходит через все отверстия, катетер не блокируется, а сила вакуума распределяется, что повышает безопасность, скорость и эффективность санации.

Эндотрахеальная трубка	Рекомендованный размер катетера	
Размер	Наружный диаметр, мм	Размер, СН
4,0-4,5	2,0	6
5,0-6,0	2,7	8
6,5-7,0	3,3	10
7,5-8,0	4,0	12
8,5-9,0	4,7	14
9,5-11,0	5,3	16

- Прозрачный коннектор с вакуум-контролем (Вакутип)
- Метрическая шкала
- Изготовлены из ПВХ, без содержания латекса и фталатов
- Стерилизованы этиленоксидом
- Срок годности 5 лет

Артикул	Наименование	Размер, СН	Длина с коннектором, см	Метрическая шкала	РКП	Наружный диаметр, мм	Цветовой код
12039185	Катетер аспирационный, тип Мюлли, с вакуум-контролем (Вакутип)	6	53	есть	+	2,0	зеленый
12044185		8	53	есть	+	2,7	синий
12048185		10	60	есть	-	3,3	черный
12086185		12	60	есть	+	4,0	белый
12088185		14	60	есть	-	4,7	зеленый
12090185		16	60	есть	-	5,3	оранжевый
12091185		18	60	есть	-	6,0	красный

ТРАХЕА-СЕТ


изделия для санации и отбора проб биологических жидкостей

Трахеа-Сет – стерильные одноразовые изделия для отбора проб трахеобронхиальных аспиратов с целью проведения микробиологических и иных исследований у пациентов, находящихся на ИВЛ, а также во время бронхоскопии.

- Контейнер для сбора пробы представляет собой стандартную лабораторную пробирку размером 16x100 мм и емкостью 10 мл с коническим дном и резьбовой крышкой.
- Прозрачный контейнер позволяет визуально оценить характер и объем содержимого.
- Удлиненный входной патрубок обеспечивает максимальное сохранение пробы аспирата в контейнере при замене крышки.
- Универсальные коннекторы обеспечивают соединение с любыми аспирационными катетерами и бронхоскопами, позволяя произвести отбор аспирата из эндотрахеальных/трахеостомических трубок любого диаметра, вплоть до минимального, используемого для проведения ИВЛ у новорождённых.
- Дополнительная крышка позволяет герметично закрыть контейнер с материалом.
- Этикетка на клеевой основе для идентификации проб аспирата.




Информация для заказа

Артикул	Комплектация	Назначение
24001185 	Пластиковая пробирка, крышка двухходовая (вход – воронкообразный коннектор/выход – коннектор «ёлочка»), этикетка пациента, крышка	Для катетеров типа Вакутип и закрытых аспирационных систем
24006185 	Пластиковая пробирка, крышка двухходовая (вход – коннектор «ёлочка»/выход – воронкообразный коннектор) этикетка пациента, крышка	Для катетеров с воронкообразным коннектором
24005185 	Пластиковая пробирка, крышка двухходовая (вход – коннектор «фингертп» с контролем вакуума/ выход – воронкообразный коннектор), этикетка пациента (2 шт.), крышка (2 шт.), дополнительная пробирка 10 мл	

МУКО-СЕЙФ

изделие для санации и отбора проб биологических жидкостей с фильтром



Муко-Сейф – стерильное одноразовое изделие для оральной санации секрета слизистых, амниотической жидкости, крови или мекония из верхних дыхательных путей новорожденных с целью обеспечения свободного дыхания, предотвращения асфиксии и получения материала для исследования.

- Встроенный в крышку олеофобный и гидрофобный фильтр обеспечивает безопасность проведения санации и отбора проб методом оральной аспирации.
- Прозрачный контейнер позволяет визуально оценить характер и объем содержимого.
- Дополнительная крышка обеспечивает сохранение пробы биоматериала и его герметичную транспортировку
- Этикетка на клеевой основе для идентификации проб.

Информация для заказа

Артикул	Комплектация	Длина	Размер
17029185	Полимерный контейнер 20 мл, крышка двухходовая (вход – катетер для аспирации/выход – воронкообразный коннектор), этикетка пациента, крышка	365 мм	10 CH
17030185		365 мм	12 CH

КАТЕТЕР КИСЛОРОДНЫЙ (КАНЮЛЯ НОСОВАЯ)



Канюля назальная для подачи кислорода – это одноразовое изделие, предназначенное для длительной или кратковременной низкопоточной оксигенотерапии.

Канюля подключается через универсальный коннектор к кислородной системе – переносному кислородному баллону или центральной системе распределения кислорода.



Свойства и преимущества

- Длина изделия – 2,1 м
- Изготовлена из полупрозрачного ПВХ, устойчивого к скручиванию
- Мягкие соединительные трубки (CH10) имеют специальную фротированную («замороженную») обработку поверхности для более комфортного контакта с кожей
- Легкая подгонка под размер головы за ушными раковинами за счет скользящей муфты на трубках петлевой части (CH 10)
- Носовая часть канюли выполнена из ультрамягкого силикона, что обеспечивает удобство при длительном ношении. «Зубцы» носовой части эргономично изогнуты, что также увеличивает комфорт для пациента
- Малый вес для удобного ношения
- Коннектор канюли совместим с любыми системами подачи кислорода
- Изделие одноразовое, в индивидуальной упаковке, нестерильное

Артикул	Исполнение	Длина, мм
29028185	Катетер кислородный	2100

КАТЕТЕР (ЗОНД) ЖЕЛУДОЧНЫЙ



Желудочные зонды используются для аспирации содержимого верхних отделов желудочно-кишечного тракта, промывания желудка, взятия проб содержимого желудка, для определения объема желудочного содержимого, а также для энтерального питания.


- Гладкая, специально обработанная поверхность зонда и atraumaticное исполнение боковых отверстий обеспечивают легкое, безболезненное введение.
- Увеличенные боковые отверстия обеспечивают эффективный пассаж жидкости и предотвращают риск закупорки.
- Воронкообразный коннектор совместим со всеми стандартными адаптерами, цветовая маркировка позволяет быстро определить диаметр изделия.
- Конец катетера запаян и имеет закругленную atraumaticную форму.
- Прозрачный материал катетера обеспечивает визуальный контроль процедуры.
- Не перекручиваемый термолабильный материал, устойчивый к перегибам и изломам.
- Без фталатов, для однократного применения, стерилизован оксидом этилена, в индивидуальной упаковке, срок годности 5 лет.

Каталожный номер	Наименование	Размер, СН	Длина, см	Внешний диаметр, мм	Цветомаркировка
Без мандрена, с двумя дренажными отверстиями					
23039185	Катетер (зонд) желудочный	10	80	3,3	черный
23001185		12	80	4,0	белый
23002185		14	80	4,7	зеленый
23003185		16	80	5,3	оранжевый
23004185		18	80	6,0	красный
23029185		20	80	6,7	желтый
23030185		22	80	7,3	фиолетовый
23007185		24	80	8,0	синий
23031185		25	80	8,3	серый
23032185		28	80	9,3	зеленый
23033185		30	80	10,0	серый
23034185		32	80	10,7	коричневый
23040185		12	110	4,0	белый
23041185		20	110	6,7	желтый
23042185		22	110	7,3	фиолетовый
23043185		25	110	8,3	серый
23044185		28	110	9,3	зеленый
23045185		30	110	10,0	серый

КАТЕТЕРЫ (ЗОНДЫ) ПИТАЮЩИЕ С МЕТРИЧЕСКОЙ ШКАЛОЙ И РКП

Предназначены для зондового кормления, введения лекарственных средств и аспирации желудочного содержимого.

- Мягкий атравматично скругленный кончик зонда
- Специальная обработка поверхности (фростирование) уменьшает контакт со слизистыми оболочками
- Два, латерально расположенные отверстия
- Просвет зонда устойчив к скручиванию
- Коннектор с присоединенной крышкой
- Максимальный срок установки – 10 дней
- Четкая метрическая шкала начинается с отметки 50 мм
- Наличие рентгеноконтрастной полосы (РКП) по всей длине зонда
- Изготовлены из медицинского ПВХ, без добавления фталатов
- Поставляются стерильными



Артикул	Размер, СН	Внешний диаметр, мм	РКП	Длина, мм	Цвет коннектора
12027185	6	2,0	+	400	Зеленый
12028185	6	2,0	+	500	Зеленый
12117185	6	2,0	+	750	Зеленый
12145185	6	2,0	+	1000	Зеленый
12030185	8	2,67	+	400	Синий
12031185	8	2,67	+	500	Синий
12152185	8	2,67	+	750	Синий
12146185	8	2,67	+	1000	Синий
12142185	10	3,33	+	400	Черный
12034185	10	3,33	+	500	Черный
12119185	10	3,33	+	750	Черный
12113185	10	3,33	+	1000	Черный
12148185	12	4,0	+	1000	Серый

КРУЖКА ЭСМАРХА ENEMA BAG НЕСТЕРИЛЬНАЯ

Кружка Эсмарха используется для ректального вливания жидкостей и лекарственных растворов с целью очищения кишечника, введения лекарственных препаратов, контрастных веществ и питательных смесей.

- Кружка Эсмарха состоит из полупрозрачного мешка емкостью 1,75; 2,0 или 2,1 л, гибкой трубки нескольких вариантов длины с зажимом и ректального наконечника.
- Контроль объема вводимой жидкости осуществляется за счет четкой градуировочной шкалы на поверхности кружки.
- Отверстие с усиленными краями в верхней части мешка для подвешивания кружки.
- Скользящий пластиковый кремальберный зажим для управления и регулировки потока жидкости.
- Ректальный наконечник анатомичной формы, с атравматичной обработкой поверхности.



Информация для заказа:

Артикул	Объем, л	Длина трубки, мм	Групповая упаковка, шт.
35750495	1,75	105	10
35752495	1,75	130	10
35753495	1,75	150	10
35754495	1,75	200	10
35202495	2,0	130	10
35203495	2,0	150	10
35204495	2,0	200	10
35212495	2,1	130	10
35213495	2,1	150	10
35214495	2,1	200	10



Дополнительная информация:

- Поставляется нестерильной, в индивидуальной упаковке.
- Однократного применения.
- Срок хранения – 5 лет.

КАТЕТЕРЫ НЕЛАТОНА ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ

Катетеры Нелатона применяются для кратковременной катетеризации мочевого пузыря с целью отведения мочи, инстилляций лекарственных препаратов и для диагностических процедур



Катетеры Нелатона имеют атравматичный закругленный конец и снабжены двумя дренажными отверстиями увеличенного диаметра. Катетеры оснащены коннектором-воронкой, имеющим стандартную цветовую маркировку для быстрого выбора изделия нужного размера.

- Прозрачный материал трубки позволяет визуально контролировать ход катетеризации
- Специальная обработка дренажных отверстий и термолабильный материал трубки катетера повышают комфорт пациента
- Трубка катетера устойчива к перегибам, скручиванию и заламам
- Катетеры изготовлены без применения латекса и фталатов
- Стерилизованы этиленоксидом
- Срок годности 5 лет.



Артикул	Наименование	Размер, СН	Длина с учетом коннектора, см	Внешний диаметр, мм	Цвет коннектора
01007185	Катетер Нелатона мужской	10	40	3,3	Черный
01008185		12		4,0	Белый
01009185		14		4,7	Зеленый
02015185	Катетер Нелатона женский	10	18	3,3	Черный
02016185		12		4,0	Белый
02017185		14		4,7	Зеленый

ACE MEDICAL



Компания **Ace Medical Co Ltd** (Южная Корея) в течение более чем 30 лет ведет непрерывные исследования и разработки в области медицинских изделий

Используя передовые технологии и придерживаясь мировых стандартов качества, компания старается максимизировать ценность своих медицинских изделий для пациентов и медицинских работников.

Инновационная конструкция

- Плоский компактный корпус
- Ударопрочное исполнение
- Утопленный порт заполнения
- Надежные резьбовые Луер-коннекторы (Luer-Lock) с защитными колпачками

Удобство работы

- Работает без электроэнергии
- Можно заполнять в любом положении
- Контрастная шкала заполнения
- Материалы помп позволяют вводить в том числе и химиопрепараты

Комфорт пациента

- Малый вес
- Небольшой размер
- Надежный зажим для крепления на одежде
- Поясная сумка для помпы*
- Можно носить под одеждой

ПОМПЫ AUTO FUSER K И AUTO SELECTOR K С КОРПУСОМ В ФОРМАТЕ «КИВИ»

Помпы Auto Fuser K с постоянной скоростью потока



Новый формат помп Ace Medical с жестким корпусом в форме киви

- Эластомерный баллон расположен вокруг «оси» помпы, что снижает усилия, необходимые для заполнения резервуара и упрощает считывание показателей остаточного объема препарата
- Порт на корпусе позволяет заполнять препаратом только резервуар, без параллельного заполнения инфузионной линии
- Помпы в формате «киви» более компактны за счет меньшего мертвого пространства
- Меньший вес за счет облегченного защитного корпуса
- Помпы «киви» целиком, включая корпус, линию, фильтр, коннектор, выполнены из УФ-защитных материалов для чувствительных препаратов
- Варианты ношения – сумка поясная, сумка сетчатая, тесьма для крепления к одежде с клипсой

Tubing Control (T.C.)



- Т.С. это вариант контроля скорости потока, где редуктором выступает внутренний диаметр концевой (после фильтра) секции инфузионной линии
- В сравнении с обычным редуктором в виде стеклянного капилляра, за счет большего просвета Т.С. позволяет вводить более вязкие препараты

Информация для заказа*

Артикул	Объем, мл	Поток, мл/ч	Время работы, суток (примерно)	Время работы, ч	Регулятор скорости	Фильтр, мкм
UPKBTGP-2	100	2	2	50	Т.С.	5
UPKBTGP-2F	100	2	2	50	Т.С.	1,2
UPKDTGP-2	250	2	5	125	Т.С.	5
UPKDTGP-5	250	5	2	50	Т.С.	5
UPKDTGP-10	250	10	1	25	Т.С.	5
UPKETGP-8	400	8	2	50	Т.С.	5
UPKETGP-10	400	10	2	40	Т.С.	5
UPKFTGP-5	500	5	4	100	Т.С.	5
UPKFTGP-10	500	10	2	50	Т.С.	5

* Уточняйте доступность других моделей и конфигураций помп (объем, скорость, наличие селектора, болюсного модуля и др.)

Помпы Auto Selector K с регулируемой скоростью потока



- Модели с регулятором (селектором) скорости потока позволяют выбирать скорость опорожнения помпы в диапазонах от 0,5 до 7 мл (селектор тип А) и от 1 до 14 мл (селектор тип В)
- Все материалы помп с корпусом «киви» имеют УФ-защиту
- Варианты ношения – сумка поясная, сумка сетчатая, тесьма для крепления к одежде с клипсой

Болюсный модуль



- Корпус модуля стилизован под ручку, что обеспечивает удобный захват и интуитивно понятное использование
- Различные варианты объема и времени блокировки (заполнения)
- Окошко со шкалой, отображающее наполнения модуля в реальном времени
- Объем болюса и время заполнения модуля указаны на его корпусе

Информация для заказа*

Артикул	Объем, мл	Скорости потока, мл/ч	Объем болюса, мл	Блокировка болюса, мин
UPSKCGGP-SA	150	0,5-1-2-3-4-5-6-7	Нет	Нет
UPSKDGGP-SB	250	1-2-4-6-8-10-12-14	Нет	Нет
UPSKDB032GP	250	1-2-4-6-8-10-12-14	2	15
UPSKEGGP-SB	400	1-2-4-6-8-10-12-14	Нет	Нет
UPSKFGGP-SB	500	1-2-4-6-8-10-12-14	Нет	Нет

* Уточняйте доступность других моделей и конфигураций помп (объем, скорость, наличие селектора, болюсного модуля и др.)

ПОМПЫ AUTO FUSER И AUTO SELECTOR С КОРПУСОМ В ФОРМАТЕ «ПОНЧИК»

| Помпы Auto Fuser с постоянной скоростью потока



Помпы Ace Medical с противоударным корпусом в формате «пончик»

- Максимальная эргономика – уплощенная форма облегчает заполнение помпы, её ношение пациентом и размещение на горизонтальных поверхностях
- Жесткий противоударный корпус
- Версии в желтой окраске обеспечивают защиту от всего УФ-спектра (длины волн до 450 нм), при этом от УФ-излучения защищены все элементы конструкции – корпус, фильтр, инфузионная линия
- Модели без окрашивания материалов помпы защищают от УФ-излучения с длиной волны до 300 нм
- Порт для заполнения резервуара утоплен в центре корпуса помпы и защищен специальной крышечкой

Информация для заказа*

Артикул	Объем, мл	Корпус	Поток, мл/ч	Время работы, суток (примерно)	Время работы, ч
UFSC-2	100	Желтый	2	2	50
AFNC-4	150	Бесцветный	4	3	38
UFMC-2	275	Желтый	2	5	138
UFMC-5	275	Желтый	5	2	55
UFMC-10	275	Желтый	10	1	28
AFHC-4	400	Бесцветный	4	4	100
UFHC-10	400	Желтый	10	2	40
AFHC-10	400	Бесцветный	10	2	40
AFHC-5	400	Бесцветный	5	3	80
UFLC-10	550	Желтый	10	2	55
UFLC-5	550	Желтый	5	4	110

* Уточняйте доступность других моделей и конфигураций помп (объем, скорость, наличие селектора, болюсного модуля и др.)

| Помпы Auto Selector с регулируемой скоростью потока



- Модели с регулятором (селектором) скорости потока позволяют выбирать скорость опорожнения помпы в диапазонах от 0,5 до 7 мл (селектор тип А) и от 1 до 14 мл (селектор тип В)
- Помпы Auto Selector доступны как в бесцветном, так и в окрашенном (желтом) корпусе

Информация для заказа*

Артикул	Объем, мл	Корпус	Скорости потока, мл/ч	Объем болюса, мл	Блокировка болюса, мин
ASSC-SA	100	Бесцветный	0,5-1-2-3-4-5-6-7	Нет	Нет
ASSC-SB	100	Бесцветный	1-2-4-6-8-10-12-14	Нет	Нет
USMC-SA	275	Желтый	0,5-1-2-3-4-5-6-7	Нет	Нет
USMC-SB	275	Желтый	1-2-4-6-8-10-12-14	Нет	Нет
ASMC-SA	275	Бесцветный	0,5-1-2-3-4-5-6-7	Нет	Нет
ASMC-SB	275	Бесцветный	1-2-4-6-8-10-12-14	Нет	Нет
2ASMP-2BB	275	Бесцветный	1-2-4-6-8-10-12-14	2	15
2ASMP-2CB	275	Желтый	1-2-4-6-8-10-12-14	2	30
USHC-SB	400	Желтый	1-2-4-6-8-10-12-14	Нет	Нет
2ASHP-5CB	400	Бесцветный	1-2-4-6-8-10-12-14	5	30
ASLC-SB	550	Бесцветный	1-2-4-6-8-10-12-14	Нет	Нет
USLC-SB	550	Желтый	1-2-4-6-8-10-12-14	Нет	Нет

МОДУЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ ПОТОКА (СЕЛЕКТОР)

Типы регуляторов скорости потока



Тип А

0,5 – 7,0 мл/ч
(малый шаг регулировки,
низкая скорость потока)



Тип В


1,0– 14,0 мл/ч
(большой шаг регулировки,
высокая скорость потока)

- Селектор позволяет гибко подбирать скорость потока, которая будет точно соответствовать необходимому времени опорожнения помпы при заданном объеме вводимого препарата
- Селектор позволяет сократить закупаемую номенклатуру помп с фиксированной скоростью потока
- Модуль селектора имеет двойную защиту от несанкционированного вмешательства – съемную ручку регулировки скорости и защитную крышку, закрывающуюся на замок и открываемую ключом. Замки и ключи входят в комплект поставки


Установка и блокировка селектора



Используя ручку селектора, сопоставьте необходимое значение скорости на шкале с черной стрелкой на корпусе селектора.



Отсоедините ручку селектора, потянув ее на себя



Закройте прозрачную крышку регулятора и установите замок

Предостережение: Установка ручки в промежуточные положения недопустима

Использование замка для блокировки крышки селектора



Установите замок (входит в комплект)



Закройте замок до щелчка, замок закрыт



Чтобы открыть замок, воспользуйтесь ключом (входит в комплект)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОМП


Использование помп в формате «киви»




Снимите крышку порта для заполнения помпы и наполните резервуар препаратом




Закройте крышку порта. Убедитесь, что в концевом Луер-коннекторе установлен фильтр-колпачок



Полностью заполните инфузионную линию препаратом. Воздух в системе автоматически выведется через воздушно-инфузионный фильтр и фильтр-колпачок




Перекройте инфузионную линию зажимом и снова установите фильтр-колпачок, если он был снят




Снимите фильтр-колпачок на конце инфузионной линии и подсоедините помпу к необходимому инфузионному устройству


Использование помп в формате «пончик»




Снимите крышку порта для заполнения помпы



Заполните помпу препаратом. Случайное попадание воздуха в систему не повлияет на ее работоспособность



Закройте порт для заполнения, не прикладывая чрезмерных усилий



Полностью заполните инфузионную линию препаратом. Воздух в системе автоматически выведется через воздушно-инфузионный фильтр и фильтр-колпачок



Снимите фильтр-колпачок с концевого коннектора и подсоедините помпу к необходимому инфузионному устройству

Принадлежности для ношения помп



Поясная сумка для помп Ace Medical

- Доступна в трех размерах – S (для помп 60–150 мл), M (250–275 мл) и L (400–550 мл)
- Подходит для помп в форматах «киви» и «пончик»
- Регулируемый ремешок и защелкивающаяся застежка, карман закрывается на молнию
- Стильный, лаконичный дизайн, черный цвет



Сетчатая сумка для помп Ace Medical

- Один размер для всех размеров помп
- Затягивающаяся «горловина» сумки, прочный шнур
- Подходит для помп в форматах «киви» и «пончик»
- Легкий, компактный вариант для переноса помпы в руке или в качестве органайзера для переноса помпы в сумке




Тесьма для ношения помп Ace Medical в формате «пончик»

- Конец тесьмы имеет отсоединяющуюся защелку
- Конечная петелька продевается в ушко на корпусе помпы, защелка фиксируется к тесьме, после чего помпу можно носить на шее
- Простая регулировка длины тесьмы за счет скользящего кнопочного фиксатора
- Лаконичный дизайн, универсальное цветовое решение

ЕРІНА И ЕРІНА PLUS ПРЕМИАЛЬНЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ

Состав наборов Ерина и Ерина Plus



1. Армированный или обычный катетер с направителем, длина 500 или 1000 мм
2. Игла Туюхи 18G (для обычного катетера) или 17G (для армированного катетера), длина 80 мм
3. Шприц LOR («потери сопротивления»), не во всех комплектациях
4. Коннектор катетера
5. Фильтр 0,2 мкм
6. Повязка-фиксатор Ace Lock, не во всех комплектациях


Наборы Ерина – неармированный катетер



Мягкий, тонкий катетер для меньшей травматичности процедуры

- Материал – полиуретан
- Размер 20G; длина 500 (одно торцевое отверстие) или 1000 мм (три латеральных отверстия)
- Маркировка глубины введения на дистальном конце катетера

Наборы Ерина Plus – армированный катетер



Полумягкий катетер с гибким кончиком для более точного позиционирования в эпидуральном пространстве

- Материал – полиуретан
- Армирование за счет пружины из нержавеющей стали, разрезанной на кончике катетера
- Размер 19G; длина 500 (одно торцевое отверстие) или 1000 мм (три латеральных отверстия)
- Маркировка глубины введения на дистальном конце катетера
- Рентгеноконтрастность

Наборы Ерина с неармированным катетером

Артикул	Неармированный катетер	Другие компоненты набора
KENZR0001	500 мм, торцевое отверстие	Фильтр, коннектор, направитель
KENZ00001	1000 мм, латеральные отверстия	Фильтр, коннектор, направитель
KENZ00002	1000 мм, латеральные отверстия	Фильтр, коннектор, направитель, шприц LOR
KENZ00031	1000 мм, латеральные отверстия	Фильтр, коннектор, направитель, шприц LOR, фиксатор-повязка Ace Lock

Бескомпромиссное качество всех компонентов



Игла Туохи

- Размер 18G (наборы Epina) и 17G (Epina Plus), длина 80 мм
- Металлический мандрен улучшает стабильность иглы при манипуляциях
- Особый изгиб кончика и полное закрытие просвета иглы мандреном для меньшей травматичности процедуры
- Съемные крылышки иглы на случай необходимости их репозиционирования



Шприц LOR

- Высококачественный шприц для теста «потери сопротивления» (loss of resistance)
- Мягкий силиконовый поршень сочетает плавность движения, герметизацию и высокую чувствительность при проведении теста



Коннектор катетера

- Предназначен для создания надежного соединения (тип Луер-Лок) между катетером и инфузионным фильтром
- Конструкция коннектора позволяет закрывать его на катетере и открывать его одной рукой
- Тактильно ощущаемый щелчок помогает определить корректное соединение коннектора с катетером



Инфузионный фильтр 0,2 мкм

- Высококачественный инфузионный фильтр с диаметром пор 0,2 мкм
- Выводит из системы воздух, обладает функциями фильтра частиц, антибактериального фильтра



Фиксатор-повязка Ace Lock

- Двойная защита места выхода катетера – нетканная дышащая основа с клеевым слоем и дополнительная фиксирующая пленка
- Удобное позиционирование вокруг катетера и его надежная фиксация за счет прорезей


Наборы Epina Plus с армированным катетером

Артикул	Армированный катетер	Другие компоненты набора
KENHR0001	500 мм, торцевое отверстие	Фильтр, коннектор, направитель
KENH00001	1000 мм, латеральные отверстия	Фильтр, коннектор, направитель
KENH00002	1000 мм, латеральные отверстия	Фильтр, коннектор, направитель, шприц LOR
KENH00031	1000 мм, латеральные отверстия	Фильтр, коннектор, направитель, шприц LOR, фиксатор-повязка Ace Lock

НАБОРЫ ACE CATHETER SET С ОДНИМ КАТЕТЕРОМ

- Предназначены для послеоперационной анальгезии непосредственно в ране
- Один катетер позволяет проводить анальгезию в одной локации
- После установки катетер можно подключить к источнику инфузии – например, к эластомерной помпе
- Армированный, устойчивый к перегибам, рентгеноконтрастный катетер из термопластичного полиуретана позволяет осуществлять равномерную доставку препарата по всей длине перфорированной части
- Разъемы типа NRFit являются резьбовыми коннекторами для нейроаксиального доступа, геометрически несовместимы с коннекторами типа Луер для предотвращения ошибок соединения и введения препаратов. Маркируются лимонно-желтым цветом. В наборах Ace Catheter Set с NRFit разъемы такого типа установлены на катетере, шприце, инфузионном фильтре. Подключить такие наборы можно только к другим устройствам (например, эластомерным помпам), также оснащенным коннектором NRFit

Состав наборов Ace Catheter Set с одним катетером



1. Армированный катетер 19G длиной 700 мм (длина перфорированной части 100, 125 или 150 мм) или 1000 мм (100, 125, 150, 200 или 300), с концевым разъемом Луер-Лок или NRFit
2. Шприц типа Луер или NRFit для заполнения катетера
3. Расщепляемый интродьюсер с иглой 18Gx107,75 мм (для катетера длиной 700 мм) или 18Gx132 мм (для катетера длиной 1000 мм)
4. Инфузионный фильтр 0,2 мкм с разъемами типа Луер-Лок или NRFit
5. Фиксатор-повязка


Информация для заказа

Артикул	Состав набора	Длина перфорированной части, мм	Кол-во отверстий	Коннектор
Наборы с одним катетером длиной 700 мм				
3TBD10	Армированный катетер 19G, интродьюсер 18Gx107,75 мм, шприц 5 мл, фильтр 0,2 мкм, фиксатор, наклейка	100	20	Луер-Лок
3TBD12.5		125	25	Луер-Лок
3TBD15		150	30	Луер-Лок
3NTBD10		100	20	NRFit
3NTBD12.5		125	25	NRFit
3NTBD15		150	30	NRFit
Наборы с одним катетером длиной 1000 мм				
TBD10H	Армированный катетер 19G, интродьюсер 18Gx132 мм, шприц 5 мл, фильтр 0,2 мкм, фиксатор, наклейка	100	20	Луер-Лок
TBD12.5H		125	25	Луер-Лок
TBD15H		150	30	Луер-Лок
TBD20H		200	40	Луер-Лок
TBD30H		300	60	Луер-Лок
NTBD10H		100	20	NRFit
NTBD12.5H		125	25	NRFit
NTBD15H		150	30	NRFit
NTBD20H		200	40	NRFit
NTBD30H		300	60	NRFit

НАБОРЫ ACE CATHETER SET С ДВУМЯ КАТЕТЕРАМИ

- Предназначены для послеоперационной анальгезии непосредственно в ране
- Два катетера в наборе позволяют проводить анальгезию в двух локациях одновременно
- Армированный, устойчивый к перегибам, рентгеноконтрастный катетер из термопластичного полиуретана позволяет осуществлять равномерную доставку препарата по всей длине перфорированной части
- После установки катетеры соединяются при помощи удлинительной Y-образной линии 29 см и подключаются к инфузионному фильтру. Установленный набор далее подключается к источнику инфузии – например, к эластомерной помпе


Состав наборов Ace Catheter Set с двумя катетерами



1. Армированный катетер 19G длиной 700 мм (длина перфорированной части 100, 125 или 150 мм) или 1000 мм (100, 125, 150, 200 или 300), с концевым разъемом Луер-Лок
2. Шприцы типа Луер 2шт. для заполнения катетеров
3. Расщепляемый интродьюсер с иглой 18Gx107,75 мм (для катетера длиной 700 мм) или 18Gx132 мм (для катетера длиной 1000 мм) – 2 шт.
4. Y-образная соединительная линия
5. Инфузионный фильтр 0,2 мкм с разъемами типа Луер-Лок или NRFit
6. Фиксатор-повязка

Информация для заказа

Артикул	Состав набора	Длина перфорированной части, мм	Кол-во отверстий	Коннектор
Наборы с двумя катетерами длиной 700 мм				
4TBD10	Армированный катетер 19G 2 шт., интродьюсер 18Gx107,75 мм 2 шт., шприц 5 мл 2 шт., фильтр 0,2 мкм, фиксатор 2 шт., линия с Y-образным коннектором, наклейка	100	20	Луер-Лок
4TBD12.5		125	25	Луер-Лок
4TBD15		150	30	Луер-Лок
Наборы с двумя катетерами длиной 1000 мм				
2TBD10H	Армированный катетер 19G 2 шт., интродьюсер 18Gx132 мм 2 шт., шприц 5 мл 2 шт., фильтр 0,2 мкм, фиксатор 2 шт., линия с Y-образным коннектором, наклейка	100	20	Луер-Лок
2TBD12.5H		125	25	Луер-Лок
2TBD15H		150	30	Луер-Лок
2TBD20H		200	40	Луер-Лок
2TBD30H		300	60	Луер-Лок



Периферические катетеры Delta Med – европейское качество и комфорт применения

Компания **Delta Med** образована в 1993 г. и имеет более чем 30-летний опыт производства высококачественных медицинских изделий, гарантирующих максимальную безопасность, комфорт для пациента и удобство для персонала.

Приоритетом Компании в разработке продукции для сосудистого доступа являются внедрение передовых технологий, а также решений для защиты пациентов и медицинского персонала от случайных уколов.

Производство медицинских изделий осуществляется в особо чистых помещениях на линиях с высокой степенью роботизации.

Вся продукция компании Delta Med разрабатывается и производится в Италии и соответствует высочайшим стандартам качества.


NEO DELTA VEN ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ВНУТРИВЕННЫЕ КАТЕТЕРЫ



Инъекционный порт обеспечивает болюсное введение препаратов без чрезмерных усилий. Крышка порта легко открывается одной рукой, имеет тактильное подтверждение закрытия



Особая заточка иглы и тонкая шлифовка кончика облегчают венепункцию и минимизируют неприятные ощущения пациента



Колпачок LUER LOCK

для закрытия проксимального конца катетера после извлечения иглы

Внутривенные катетеры однократного применения с инъекционным портом и крыльями

Основные преимущества

Доступны размеры от 14G до 26G.

Плавная и легкая установка, в том числе за счет силиконизации иглы и катетера.

Подходят для процедур с использованием высокого давления, до 22,4 бар (кроме катетеров 26G).

Материал катетера – полиуретан (PUR), обладающий следующими преимуществами:

- Термопластичность – размягчается под воздействием температуры тела
- Гибкость и эластичность – быстро возвращается к своей первоначальной форме, постепенно восстанавливая нормальное кровообращение в случае произвольных движений пациента
- Высокая совместимость с лекарственными препаратами
- Высокая биосовместимость для длительного пребывания в вене
- Гладкая и мягкая поверхность для снижения риска тромбоза и флебита



Прозрачная камера визуализации облегчает быструю идентификацию обратного тока крови (попадание в вену)



Оптимальное расстояние между катетером и кончиком иглы



Съемный микропористый гидрофобный фильтр создаёт надёжный герметичный барьер, который также предотвращает риск контаминации



Тонкостенные катетеры с тремя встроенными рентгенконтрастными полосами

Цвет	Размер	Длина, мм	Внешний диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Скорость потока, мл/мин	Артикул
	26G	19	0,64	0,45	19	3104022
	24G	19	0,74	0,55	29	3113122
	22G	25	0,9	0,65	42	3123122
	20G	32	1	0,75	59	3133122
	18G	32	1,3	0,95	103	3183122
	18G	45	1,3	0,95	96	3143122
	17G	45	1,5	1,15	155	3153122
	16G	45	1,75	1,35	225	3163122
	14G	45	2	1,55	290	3173122

HISERN



Hisern Medical более 20 лет является ведущим разработчиком, производителем и поставщиком широкого спектра медицинских изделий для респираторной поддержки, предлагая высокотехнологичные решения для анестезии, интенсивной терапии и кислородо-аэрозольной терапии.



Осознавая важность безупречности качества медицинских изделий, Компания поддерживает самые высокие стандарты, осуществляя тщательный контроль за каждым этапом разработки и производства продукции.


Все медицинские изделия разработаны и изготовлены в соответствии с требованиями соответствующих стандартов ISO и EN. Большая часть продукции имеет сертификаты CE и FDA.

ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫЕ ТРУБКИ С МАНЖЕТОЙ

Эндотрахеальные трубки Hisern – оптимальное по соотношению «цена-качество» решение для обеспечения проходимости дыхательных путей.

- Термопластичный ПВХ: отличное сочетание гибкости и жесткости
- Съёмный коннектор
- Анатомическая манжета низкого давления
- Атравматичный дистальный конец трубки с глазком Мерфи
- Рентгеноконтрастная полоса
- Маркировка положения относительно голосовых связок
- Размерный ряд от 4.0 до 8.5

Артикул	Продукция
QGCG-4.0A	Трубка эндотрахеальная с манжетой 4.0 мм
QGCG-4.5A	Трубка эндотрахеальная с манжетой 4.5 мм
QGCG-5.0A	Трубка эндотрахеальная с манжетой 5.0 мм
QGCG-5.5A	Трубка эндотрахеальная с манжетой 5.5 мм
QGCG-6.0A	Трубка эндотрахеальная с манжетой 6.0 мм
QGCG-6.5A	Трубка эндотрахеальная с манжетой 6.5 мм
QGCG-7.0A	Трубка эндотрахеальная с манжетой 7.0 мм
QGCG-7.5A	Трубка эндотрахеальная с манжетой 7.5 мм
QGCG-8.0A	Трубка эндотрахеальная с манжетой 8.0 мм
QGCG-8.5A	Трубка эндотрахеальная с манжетой 8.5 мм





Компания TIK d.o.o. (Словения) — европейский производитель высококачественных и простых в использовании медицинских изделий.

Компания имеет более чем 70-ти летнюю историю собственных разработок и производства медицинских изделий, предлагая широкий ассортимент продукции, отвечающей современным рыночным потребностям. Все изделия соответствуют высоким стандартам качества ради содействия здоровью людей.

Технология «Greencath», разработанная компанией, получила в 2020 году золотую награду торгово-промышленной палаты Словении как выдающаяся инновационная разработка.

АСПИРАЦИОННЫЕ КАТЕТЕРЫ

Одноразовые стерильные аспирационные катетеры для проведения санации носа, ротовой полости, верхних дыхательных путей и трахеобронхиального дерева у пациентов, находящихся на ИВЛ.

- «Замороженная» (фростированная) матированная поверхность катетеров для снижения риска прилипания с сохранением визуализации;
- Длины и размеры катетеров для детей и взрослых;
- Опция вакуум-контроля (тип Вакон);
- Атравматичный скругленный кончик катетеров, мягкий пластик без содержания фталатов;
- Опция с изогнутым кончиком для работы в левом бронхе.

Аспирационные катетеры с вакуум-контролем TIK Plus (с уменьшенными боковыми отверстиями)

Улучшенная аспирация через дистальную апертуру.

- Коннектор с вакуум-контролем (тип Вакон) – для контроля проведения санации;
- Дистальный конец – открытый, уменьшенного диаметра, с 2-мя латеральными отверстиями для улучшения процесса аспирации;
- Уменьшенные латеральные отверстия обеспечивают лучшую аспирацию через дистальный конец;
- Маркировка глубины введения катетера с шагом 1 см;
- Цветовая кодировка коннектора – облегчает выбор катетера подходящего размера;
- Стерилизация оксидом этилена (EO).



Артикул	Описание продукции	Размер, FR/CH	Длина, мм	Цветовая кодировка
62080	Аспирационный катетер с в\к TIK Plus	8	530	синий
62081		10	530	черный
62082		12	530	белый
62083		14	530	зеленый
62084		16	530	оранжевый
62085		18	530	красный

Аспирационные катетеры с вакуум-контролем и изогнутым кончиком

Для санации левого бронха.

- **Коннектор с вакуум-контролем (тип Вакон)** – для контроля проведения санации;
- **Дистальный конец** – открытый, с 4-мя латеральными отверстиями для улучшения процесса аспирации;
- **Загнутый дистальный конец** обеспечивает легкий доступ к левому бронху;
- **Маркировка глубины введения катетера** с шагом 1 см;
- **Цветовая кодировка коннектора** – облегчает выбор катетера подходящего размера;
- **Стерилизация оксидом этилена (EO).**



Артикул	Описание продукции	Размер, FR/CH	Длина, мм	Цветовая кодировка
62473	Аспирационный катетер с в\к и изогнутым кончиком	10	530	черный
62474		12	530	белый
62475		14	530	зеленый
62476		16	530	оранжевый

Аспирационные катетеры с вакуум-контролем

Универсальные эргономичные катетеры.

- **Коннектор с вакуум-контролем (тип Вакон)** – для контроля проведения санации;
- **Дистальный конец** – открытый с 2-мя латеральными отверстиями для улучшения процесса аспирации;
- **Маркировка глубины введения катетера** с шагом 1 см;
- **Детские размеры (5-10 FR/CH)** – длиной 300 мм специально предназначены для применения в педиатрии;
- **Стерилизация оксидом этилена (EO).**



Артикул	Описание продукции	Размер, FR/CH	Длина, мм	Цветовая кодировка
55126	Аспирационный катетер с в\к	5	300	серый
55127		6	300	зеленый
55128		8	300	синий
55129		10	300	черный
55114		5	500	серый
55115		6	500	зеленый
55116		8	500	синий
55117		10	500	черный
55118		12	500	белый
55119		14	500	зеленый

Артикул	Описание продукции	Размер, FR/CH	Длина, мм	Цветовая кодировка
55120	Аспирационный катетер с в\к	16	500	оранжевый
55121		18	500	красный
56428		8	550	синий
56429		10	550	черный
56430		12	550	белый
56431		14	550	зеленый
56432		16	550	оранжевый
56433		18	550	красный

Аспирационные катетеры без вакуум-контроля

Катетеры начального уровня.

- **Воронкообразный коннектор;**
- **Дистальный конец** – открытый с 2-мя латеральными отверстиями для улучшения процесса аспирации;
- **Маркировка глубины введения катетера** с шагом 1 см;
- **Цветовая кодировка коннектора** – облегчает выбор катетера подходящего размера;
- **Детские размеры (5-10 FR/CH)** – длиной 300 мм специально предназначены для применения в педиатрии;
- **Стерилизация оксидом этилена (EO).**



Артикул	Описание продукции	Размер, FR/CH	Длина, мм	Цветовая кодировка
54843	Аспирационный катетер без в\к	5	300	серый
54844		6	300	зеленый
54845		8	300	синий
54846		10	300	черный
54847		6	530	зеленый
54848		8	530	синий
54849		10	530	черный
54850		12	530	белый
54851		14	530	зеленый
54852		16	530	оранжевый
54853		18	530	красный
54854		20	530	желтый
56419		6	600	зеленый
56420		8	600	синий
56421		10	600	черный
56422		12	600	белый
56423		14	600	зеленый
56424		16	600	оранжевый
56425		18	600	красный

УРЕТРАЛЬНЫЕ КАТЕТЕРЫ

серия **greencath**[®]



Гидрофильное покрытие

Катетеры имеют биосовместимое полимерное покрытие, которое активируется водой за 30 секунд, более длительное время высыхания после активации покрытия и превосходную скользящую способность. Плотность покрытия обеспечивает хорошую адгезию к основанию катетера и предотвращает смывание покрытия после активации водой.



Мягкий дистальный кончик

Мягкий, гибкий кончик обеспечивает легкое введение катетера при увеличении предстательной железы и различных образованиях мочеиспускательного канала*.



Отполированные боковые отверстия

Отполированные боковые отверстия значительно снижают вероятность травм мочеиспускательного канала и последующих инфекций мочевыводящих путей.



Пакетик (саше) с водой

Саше с водой входит в комплект**. Оно предназначено для активации покрытия катетера и содержит специально очищенную стерильную воду.



Упаковка с клеевым элементом

Упаковка с клеевым элементом позволяет закрепить её на любой вертикальной поверхности для удобства вскрытия одной рукой и быстрого активирования гидрофильного покрытия катетера при помощи воды.

*для катетеров Нелатона Greencath Soft Plus H20.

**не во всех комплектациях.

Уретральные лубрицированные катетеры Нелатона Greencath Soft Plus H2O

Гидрофильное покрытие и саше с водой в комплекте.
Возможна активация лубрикации без вскрытия упаковки.

- **Наличие гидрофильного покрытия**, отполированные боковые отверстия, цветовая кодировка коннектора. В комплект входит **саше со стерильной водой**;
- **Упаковка с клеевым элементом** позволяет закрепить её на любой вертикальной поверхности для удобства вскрытия одной рукой и быстрого активирования гидрофильного покрытия при помощи воды;
- Катетер имеет **мягкий и гибкий кончик**, обеспечивающий его лёгкое введение при гиперплазии предстательной железы и наличии различных образований мочеиспускательного канала;
- **Стерилизация оксидом этилена (EO).**



Отполированные
отверстия



Гидрофильное
покрытие



Саше с водой
в комплекте



Мягкий и гибкий
кончик



Упаковка с клеевым
элементом

Артикул	Описание продукции	Размер, FR/CH	Длина, мм	Цветовая кодировка
Катетеры уретральные Нелатона Greencath Soft Plus мужские с гидрофильным покрытием, саше со стерильной водой и мягким кончиком				
62562	Катетер Нелатона Greencath Soft Plus (мужской)	8	400	синий

Уретральные лубрицированные катетеры Нелатона Greencath и Greencath Plus

Нанесенный на производстве гидрофильный полимер активируется водой для существенного улучшения скольжения.

- **Наличие гидрофильного покрытия**, отполированные боковые отверстия, цветовая кодировка коннектора.
- Уретральные катетеры серии Greencath Plus дополнительно имеют в комплекте **саше со стерильной водой**;
- Уретральные катетеры серии Greencath Plus имеют упаковку с клеевым элементом, которая позволяет закрепить её на любой вертикальной поверхности для удобства вскрытия одной рукой и быстрого активирования гидрофильного покрытия при помощи воды.
- **Стерилизация оксидом этилена (EO).**



Отполированные
отверстия



Гидрофильное
покрытие



Саше с водой в комплекте
(только Greencath Plus)



Упаковка с клеевым
элементом (только
Greencath Plus)

Артикул	Описание продукции	Размер, FR/CH	Длина, мм	Цветовая кодировка
Катетеры уретральные Нелатона Greencath мужские с гидрофильным покрытием				
59140	Катетер Нелатона Greencath (мужской)	8	400	синий
59141		10	400	черный
59142		12	400	белый
59143		14	400	зеленый
59144		16	400	оранжевый
59145		18	400	красный
Катетеры уретральные Нелатона Greencath женские с гидрофильным покрытием				
59146	Катетер Нелатона Greencath (женский)	8	180	синий
59147		10	180	черный
59148		12	180	белый
59149		14	180	зеленый
59150		16	180	оранжевый
59151		18	180	красный
Катетеры уретральные Нелатона Greencath Plus мужские с гидрофильным покрытием и саше со стерильной водой				
62294	Катетер Нелатона Greencath Plus (мужской)	8	400	синий
62295		10	400	черный
62298		16	400	оранжевый
62299		18	400	красный
Катетеры уретральные Нелатона Greencath Plus детские с гидрофильным покрытием и саше со стерильной водой				
62306	Катетер Нелатона Greencath Plus (детский)	6	280	зеленый

I Уретральные катетеры Нелатона DO.TIK

Базовые катетеры с дополнительно отполированными отверстиями.

- **«Замороженная»* (фростированная) поверхность катетера** позволяет проводить катетеризацию мочевого пузыря с минимальным количеством лубриканта;
- **Отполированные боковые отверстия** – значительно снижают вероятность травм мочеиспускательного канала и возникновения в дальнейшем инфекций мочевыводящих путей;
- **Легкость установки катетера** – за счет мягкости материала и формы боковых отверстий катетера;
- **Цветовая кодировка коннектора** – облегчает выбор катетера подходящего размера;
- **Стерилизация оксидом этилена (EO).**



Отполированные отверстия

Артикул	Описание продукции	Размер, FR/CH	Длина, мм	Цветовая кодировка
Катетеры уретральные Нелатона DO.TIK мужские				
61209	Катетер Нелатона DO.TIK (мужской)	6	400	зеленый
61210		8	400	синий
61211		10	400	черный
61214		16	400	оранжевый
61215		18	400	красный
Катетеры уретральные Нелатона DO.TIK женские				
61218	Катетер Нелатона DO.TIK (женский)	6	180	зеленый
61219		8	180	синий
61220		10	180	черный
61221		12	180	белый
61222		14	180	зеленый
61223		16	180	оранжевый
61224		18	180	красный

I Уретральные катетеры Нелатона TIK

Катетеры начального уровня.

- **«Замороженная»* (фростированная) поверхность катетера** позволяет проводить катетеризацию мочевого пузыря с минимальным количеством лубриканта;
- **Соединитель Луер-лок** (для катетеров с соединителем Луер-лок) – для надежного соединения с устройствами имеющими разъем Луер-лок;
- **Легкость установки катетера** – за счет мягкости материала и формы боковых отверстий катетера;
- **Цветовая кодировка коннектора** – облегчает выбор катетера подходящего размера;
- **Стерилизация оксидом этилена (EO).**



*Особая технология при производстве катетеров позволяет создавать матированную (фростированную) и текстурированную поверхность, способствующую лучшему сохранению лубриканта на поверхности в процессе катетеризации мочевого пузыря.

Артикул	Описание продукции	Размер, FR/CH	Длина, мм	Цветовая кодировка
Катетеры уретральные Нелатона мужские				
54802	Катетер Нелатона (мужской)	6	400	зеленый
54803		8	400	синий
54804		10	400	черный
54805		12	400	белый
54806		14	400	зеленый
54807		16	400	оранжевый
54808		18	400	красный
54809		20	400	желтый
54810		22	400	фиолетовый
Катетеры уретральные Нелатона женские				
54820	Катетер Нелатона (женский)	6	180	зеленый
54821		8	180	синий
54822		10	180	черный
54823		12	180	белый
54824		14	180	зеленый
54825		16	180	оранжевый
54826		18	180	красный
Катетеры уретральные универсальные с соединителем Луэр-лок				
53697	Катетер Нелатона универсальный с соединителем Луэр-лок	6	400	зеленый
54435		8	400	синий
54436		10	400	черный

Уретральные катетеры Тиманна

Базовый вариант для трудных случаев катетеризации.

- **«Замороженная»* (фростируванная) поверхность катетера** позволяет проводить катетеризацию мочевого пузыря с минимальным количеством лубриканта;
- За счет **особой формы изогнутого кончика** подходят для пациентов с увеличенной простатой и различными образованиями уретры;
- **Стерилизация оксидом этилена (EO).**



Артикул	Описание продукции	Размер, FR/CH	Длина, мм	Цветовая кодировка
54812	Катетер Тиманна	8	400	синий
54813		10	400	черный
54814		12	400	белый
54815		14	400	зеленый
54816		16	400	оранжевый
54817		18	400	красный
54818		20	400	желтый
54819		22	400	фиолетовый

*Особая технология при производстве катетеров позволяет создавать матированную (фростируванную) и текстурированную поверхность, способствующую лучшему сохранению лубриканта на поверхности в процессе катетеризации мочевого пузыря.



Основанная в 1999 году, компания **Baihe Medical** является одним из ведущих производителей медицинских изделий на юге Китая, который специализируется на расходных материалах для анестезиологии и реанимации, очистки крови, инфузии и уходе за ранами.

Штаб-квартира Baihe Medical, насчитывающая в общей сложности 2000 сотрудников и занимающая площадь более 40 000 квадратных метров, расположена в Южном медицинском промышленном парке, город Фошань, провинция Гуандун, в 200 километрах от Гонконга. В настоящее время Baihe Medical управляет 6 заводами-производителями, 4 дочерними компаниями, в том числе **Biosun Medical, United Medical, Jiakang Medical и Dihua Precision Molding**.

Система обеспечения качества сертифицирована и соответствует стандартам ISO-13485, ISO 9001. Более 20 продуктов сертифицированы знаком CE. Технология производства, мощность и сроки поставки продукции находятся на передовом уровне в Китае и Азии.

Компания придерживается принципа "Внимание к качеству, уважение к жизни", стремясь стать одним из ведущих поставщиков медицинских изделий.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВЕНОЗНЫЕ КАТЕТЕРЫ

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ:

1. Центральный венозный катетер с круглым коннектором*
2. Проводник
3. Дилататор
4. Проводниковая игла Сельдингера*
5. Зажим
6. Зажим катетера
7. Игла инъекционная
8. Шприц трехкомпонентный с каналом для проводника, 5 мл*
9. Заглушка инъекционная
10. Трехходовой кран
11. Безыгольный коннектор для инфузий
12. Безыгольный коннектор для забора крови

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ:

1. Центральный венозный катетер с круглым коннектором*
2. Проводник
3. Дилататор
4. Проводниковая игла Сельдингера*
5. Зажим
6. Зажим для катетера
7. Игла инъекционная
8. Шприц трехкомпонентный с каналом для проводника, 5 мл*
9. Трехходовой кран
10. Безыгольный коннектор для инфузий
11. Безыгольный коннектор для забора крови
12. Заглушка инъекционная
13. Шприц инъекционный, 5 мл
14. Игла инъекционная
15. Перчатки хирургические
16. Тампон хирургический
17. Простыня хирургическая
18. Полотенце хирургическое
19. Щетка стерильная
20. Салфетка марлевая
21. Шовный материал
22. Раневая повязка
23. Скальпель




***Изменяемые комплектующие набора:**

- Проводниковая игла Сельдингера с Y-коннектором
- Цилиндрический коннектор для одноканальных катетеров
- Шприц стандартный трехкомпонентный 5 мл


ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВЕНОЗНЫЕ КАТЕТЕРЫ




- Катетеры изготовлены из биосовместимого рентгеноконтрастного полиуретана
- Конусообразный мягкий кончик уменьшает травму сосуда, сводя к минимуму эрозию сосуда, гемоторакс и тампонаду сердца
- Эргономичная конструкция проводника способствует плавности и точности постановки
- Шприц-проводник позволяет минимизировать риск воздушной эмболии
- Скользящие зажимы обеспечивают надежную блокировку инфузионных каналов
- Маркировка глубины введения помогает точно установить катетер
- Широкая размерная линейка одно-, двух-, трех- и четырехпросветных катетеров
- Возможность выбора из двух видов наборов, исходя из клинической потребности



Мягкий кончик




Боковое отверстие на многоходовых катетерах



Гибкий полиуретан



Эргономичный, округлой формы хаб-коннектор



Проводник катетера



Шприц-проводник

Базовый комплект

Код	Размер катетера F/G	Длина катетера, см	Вид коннектора	Проводник катетера проволочный	Дилататор	Игла проводниковая
Однопросветные						
FV-1221		5	цилиндрический	0,018"×50 см	4F×5 см	20G длиной 33 мм
FV-1222		8				
FV-1223		10				
FV-1224		13				
FV-1225		16				
FV-1226		20		0,018"×60 см		
FV-1321		5	цилиндрический	0,021"×50 см	4F×5 см	20G длиной 33 мм
FV-1322		8				
FV-1324		12				
FV-1325		16				
FV-1326		20		0,021"×60 см		
FV-1421		5	цилиндрический	0,025"×50 см	5F×6 см	19G длиной 38 мм
FV-1422		8				
FV-1424		13				
FV-1425		16				
FV-1426		20		0,025"×60 см		
FV-1428		30		0,025"×70 см		
FV-1524		13	цилиндрический	0,032"×50 см	6F×10 см	18G длиной 65 мм
FV-1525		16		0,032"×60 см		
FV-1526		20				
FV-1528		30		0,032"×70 см		
FV-1624		13	цилиндрический	0,032"×50 см	8F×10 см	18G длиной 65 мм
FV-1625		16		0,032"×60 см		
FV-1626		20				
FV-1628		30		0,032"×70 см		
Двухпросветные						
FV-2421	4F (22/22)	5		0,018"×50 см	5F×6 см	20G длиной 33 мм
FV-2422		8				
FV-2424		13				
FV-2425		16				
FV-2426		20		0,018"×60 см		
FV-2521	5F (18/20)	5		0,021"×50 см	6F×7 см	20G длиной 33 мм
FV-2522		8				
FV-2524		13				
FV-2525		16				
FV-2526		20		0,021"×60 см		

Код	Размер катетера F/G	Длина катетера, см	Вид коннектора	Проводник катетера проволочный	Дилататор	Игла проводниковая		
FV-2724	7F (14/18)	13	круглый	0,035"×50 см	8F×10 см	18G длиной 65мм		
FV-2725		16		0,035"×60 см				
FV-2726		20						
FV-2727		25						
FV-2728		30					0,035"×70 см	
Двухпросветные								
FV-2824	8F (14/14)	13	круглый	0,035"×50 см	9F×10 см	18G длиной 65мм		
FV-2825		16		0,035"×60 см				
FV-2826		20					0,035"×70 см	
FV-2828		30						
FV-2924	8,5F (14/14)	13		0,035"×50 см				
FV-2925		16					0,035"×60 см	
FV-2926		20						0,035"×70 см
FV-2928		30						
Трехпросветные								
FV-3421	4,5F (20/23/23)	5	круглый	0,021"×50 см	6F×7 см	20G длиной 33мм		
FV-3422		8						
FV-3424		13						
FV-3425		16						
FV-3426		20		0,021"×60 см				
FV-342906	4F	6		0,021"×50 см		18G длиной 65мм		
FV-3521	5,5F (20/22/22)	5	круглый	0,021"×50 см	6F×10 см	20G длиной 33мм		
FV-3522		8						
FV-3524		13					0,021"×60 см	
FV-3525		16						
FV-3526		20						
FV-3725	7F (16/18/18)	16	круглый	0,035"×50 см	8F×10 см	18G длиной 65мм		
FV-3726		20		0,035"×60 см				
FV-3727		25		0,035"×70 см				
FV-3728		30						
Четырехпросветные								
FV-4924	8,5F (16/18/18/14)	13	круглый	0,035"×50 см	9F×10 см	18G длиной 65мм		
FV-4925		16		0,035"×60 см				
FV-4926		20					0,035"×70 см	
FV-4928		30						

Полный комплект

Код	Размер катетера F/G	Длина катетера, см	Вид коннектора	Проводник катетера проволочный	Дилататор	Игла проводниковая
Однопросветные						
FV-1261		5	цилиндрический	0,018"×50 см	4F×5 см	20G длиной 33 мм
FV-1262		8				
FV-1263		10				
FV-1264		13				
FV-1265		16				
FV-1266		20		0,018"×60 см		
FV-1361		5	цилиндрический	0,021"×50 см	4F×5 см	20G длиной 33 мм
FV-1362		8				
FV-1364		12				
FV-1365		16				
FV-1366		20		0,021"×60 см		
FV-1461		5	цилиндрический	0,025"×50 см	5F×6 см	19G длиной 38 мм
FV-1462		8				
FV-1464		13				
FV-1465		16				
FV-1466		20		0,025"×60 см		
FV-1468		30		0,025"×70 см		
FV-1564		13	цилиндрический	0,032"×50 см	6F×10 см	18G длиной 65 мм
FV-1565		16		0,032"×60 см		
FV-1566		20				
FV-1568		30		0,032"×70 см		
FV-1664		13	цилиндрический	0,032"×50 см	8F×10 см	18G длиной 65 мм
FV-1665		16		0,032"×60 см		
FV-1666		20				
FV-1668		30		0,032"×70 см		
Двухпросветные						
FV-2461	4F (22/22)	5		0,018"×50 см	5F×6 см	20G длиной 33 мм
FV-2462		8				
FV-2464		13				
FV-2465		16				
FV-2466		20		0,018"×60 см		
FV-2561	5F (18/20)	5		0,021"×50 см	6F×7 см	20G длиной 33 мм
FV-2562		8				
FV-2564		13				
FV-2565		16				
FV-2566		20		0,021"×60 см		
FV-2764	7F (14/18)	13		0,035"×50 см	8F×10 см	18G длиной 65мм
FV-2765		16		0,035"×60 см		
FV-2766		20				
FV-2768		30		0,035"×70 см		

Код	Размер катетера F/G	Длина катетера, см	Вид коннектора	Проводник катетера проволочный	Дилататор	Игла проводниковая
Двухпросветные						
FV-2864	8F (14/14)	13	круглый	0,035"×50 см	9F×10 см	18G длиной 65мм
FV-2865		16		0,035"×60 см		
FV-2866		20		0,035"×70 см		
FV-2868		30		0,035"×70 см		
FV-2964	8,5F (14/14)	13	круглый	0,035"×50 см	9F×10 см	18G длиной 65мм
FV-2965		16		0,035"×60 см		
FV-2966		20		0,035"×70 см		
FV-2968		30		0,035"×70 см		
Трехпросветные						
FV-3461	4,5F (20/23/23)	5	круглый	0,021"×50 см	6F×7 см	20G длиной 33мм
FV-3462		8		0,021"×60 см		
FV-3464		13		0,021"×60 см		
FV-3465		16		0,021"×60 см		
FV-3466		20		0,021"×60 см		
FV-3561	5,5F (20/22/22)	5	круглый	0,021"×50 см	6F×10 см	20G длиной 33мм
FV-3562		8		0,021"×60 см		
FV-3564		13		0,021"×60 см		
FV-3565		16		0,021"×60 см		
FV-3566		20		0,021"×60 см		
FV-3764	7F (16/18/18)	13	круглый	0,035"×50 см	8F×10 см	18G длиной 65мм
FV-3765		16		0,035"×60 см		
FV-3766		20		0,035"×70 см		
FV-3767		25		0,035"×70 см		
FV-3768		30		0,035"×70 см		
Четырехпросветные						
FV-4964	8,5F (16/18/18/14)	13	круглый	0,035"×50 см	9F×10 см	18G длиной 65мм
FV-4965		16		0,035"×60 см		
FV-4966		20		0,035"×70 см		
FV-4968		30		0,035"×70 см		



Дополнительно:

- Артикулы продукции в данной таблице предназначены для наборов ЦВК с пункционной иглой прямой конфигурации и проводниковым шприцем. Если в наборе сочетаются прямая игла Сельдингера и шприц без проводникового канала, в артикул добавляются литеры "RS"
- Наборы с Y-образной конфигурацией иглы доступны по согласованию. Артикулы наборов с Y-образной конфигурацией иглы отличаются от артикулов наборов с прямой иглой добавленной литерой "Y". Перед заказом, пожалуйста, уточняйте, какая конфигурация проводниковой иглы вам необходима

ГЕМОДИАЛИЗНЫЕ КАТЕТЕРЫ

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ:


1. Катетер для гемодиализа прямой или изогнутый
2. Проводник катетера
3. Дилататор
4. Пункционная игла Сельдингера
5. Игла инъекционная
6. Шприц трехкомпонентный с каналом для проводника, 5 мл
7. Раневая повязка адгезивная
8. Заглушка
9. Скальпель
10. Шовный материал шелковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ:

1. Катетер для гемодиализа прямой или изогнутый
2. Проводник катетера
3. Дилататор
4. Пункционная игла Сельдингера
5. Игла инъекционная
6. Шприц трехкомпонентный с каналом для проводника, 5 мл
7. Раневая повязка адгезивная
8. Заглушка
9. Скальпель
10. Шовный материал шелковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой
11. Шприц
12. Игла инъекционная
13. Перчатки хирургические полиизопреновые
14. Простыня хирургическая
15. Полотенце хирургическое
16. Щетка стерильная
17. Салфетка марлевая



ГЕМОДИАЛИЗНЫЕ КАТЕТЕРЫ



Мягкий кончик

Заостренный кончик облегчает установку гемодиализного катетера. Уменьшает травму сосуда во время введения.



Боковые отверстия

Расстояние 2,5 см от торцевого отверстия уменьшает рециркуляцию. Сводит к минимуму риск образования тромбов.



Рентген-контрастность

Рентгеноконтрастный, обеспечивает быструю и простую визуализацию при проведении рентгенологического исследования.



Поворотное шовное крыло

Облегчает осмотр кожи. Сводит к минимуму риск возникновения инфекции.



Силиконовая удлинительная трубка

Повышает комфорт пациента, не деформируется со временем, позволяет визуализировать жидкости.



Широкий выбор моделей

Одно-, двух- и трехпросветные



Два вида комплектации наборов

Различные аксессуары на выбор



Изготовлен из полиуретана

Термопластичность и защита от перегибов

Изогнутый тип

Большой комфорт для пациента

Базовый комплект

Артикул	Вид катетера	Размер катетера F/G	Длина катетера, см	Проводник катетера проволочный	Дилататор	Игла проводниковая
Однопросветные						
FH-1714	прямой	7F	13	0,035" × 50 см	8F × 10 см или 8,5F × 10 см	18G длиной 65 мм
FH-1715			16			
FH-1716			20	0,035" × 60 см		
FH-1814	прямой	8F	13	0,038" × 50 см	9F × 10 см или 9,5F × 10 см	17G длиной 65 мм
FH-1815			16			
FH-1816			20	0,038" × 60 см		
Двухпросветные						
FH-2315	прямой	10F	16	0,038" × 50 см	12F × 15 см или 12,5F × 15 см	17G длиной 65 мм
FR-2315	прямой, с мягким кончком					
FR-2315W	изогнутый, с мягким кончиком		10			
FR-2323	прямой, с мягким кончиком					
FH-2224	прямой	12F	13	0,038" × 50 см	12F × 15 см или 12,5F × 15 см	17G длиной 65 мм
FR-2224	прямой, с мягким кончком					
FR-2224W	изогнутый, с мягким кончиком					
FH-221915	прямой		15			
FR-221915	прямой, с мягким кончком					
FH-221915W	изогнутый					
FR-221915W	изогнутый, с мягким кончиком					
FH-2215, FH-2225	прямой		16			
FR-2215, FR-2225	прямой, с мягким кончком					
FR-2215W, FR-2225W	изогнутый, с мягким кончиком					
FH-2226	прямой		20	0,038" × 60 см		
FR-2226	прямой, с мягким кончком					
FR-2226W	изогнутый, с мягким кончиком					
Трехпросветные						
FR-3214, FR-3224	прямой, с мягким кончком	12F	13	0,038" × 50 см	12F × 15 см или 12,5F × 15 см	17G длиной 65 мм
FR-3214W, FR-3224W	изогнутый, с мягким кончиком					
FR-3225	прямой, с мягким кончком		16	0,038" × 60 см		
FR-3225W	изогнутый, с мягким кончиком			0,038" × 50 см		
FR-3226	прямой, с мягким кончком		20	0,038" × 60 см		
FR-3226W	изогнутый, с мягким кончиком					

Полный комплект

Артикул	Вид катетера	Размер катетера F/G	Длина катетера, см	Проводник катетера проволочный	Дилататор	Игла проводниковая
Однопросветные						
FH-1754	прямой	7F	13	0,035" × 50 см	8F × 10 см или 8,5F × 10 см	18G длиной 65 мм
FH-1755			16			
FH-1756			20	0,035" × 60 см		
FH-1854	прямой	8F	13	0,038" × 50 см	9F × 10 см или 9,5F × 10 см	17G длиной 65 мм
FH-1855			16			
FH-1856			20	0,038" × 60 см		
Двухпросветные						
FH-2355	прямой	10F	16	0,038" × 60 см	12F × 15 см или 12,5F × 15 см	17G длиной 65 мм
FR-2355	прямой, с мягким кончком			0,038" × 50 см		
FR-2355W	изогнутый, с мягким кончиком					
FR-2363	прямой, с мягким кончиком		10			
FH-2264	прямой	12F	13	0,038" × 50 см	12F × 15 см или 12,5F × 15 см	17G длиной 65 мм
FR-2264	прямой, с мягким кончком					
FR-2264W	изогнутый, с мягким кончиком					
FH-225915	прямой		15	0,038" × 50 см		
FR-225915	прямой, с мягким кончком					
FH-225915W	изогнутый					
FR-225915W	изогнутый, с мягким кончиком					
FH-2255, FH-2265	прямой		16	0,038" × 50 см		
FR-2255, FR-2265	прямой, с мягким кончком					
FR-2255W, FR-2265W	изогнутый, с мягким кончиком					
FH-2266	прямой		20	0,038" × 60 см		
FR-2266	прямой, с мягким кончком					
FR-2266W	изогнутый, с мягким кончиком					
Трехпросветные						
FR-3254, FR-3264	прямой, с мягким кончком	12F	13	0,038" × 50 см	12F × 15 см или 12,5F × 15 см	17G длиной 65 мм
FR-3254W, FR-3264W	изогнутый, с мягким кончиком					
FR-3265	прямой, с мягким кончком		16	0,038" × 60 см		
FR-3265W	изогнутый, с мягким кончиком			0,038" × 50 см		
FR-3266	прямой, с мягким кончком		20	0,038" × 60 см		
FR-3266W	изогнутый, с мягким кончиком					

Дополнительно:

- Артикулы продукции в данной таблице предназначены для комплектов гемодиализных катетеров с прямой функциональной иглой
- Наборы с Y-образной конфигурацией иглы доступны по согласованию. Артикулы наборов с Y-образной конфигурацией иглы отличаются от артикулов наборов с прямой иглой. Перед заказом, пожалуйста, уточняйте, какая конфигурация проводниковой иглы вам необходима
- "FR" в артикуле означает, что катетер в наборе имеет мягкий кончик
- "FH" в артикуле означает, что катетер не имеет мягкого кончика, т.е. кончик относительно более твердый
- Предварительно изогнутый катетер доступен для двухпросветных изделий 11,5F, 12F, 14F

ОДНОРАЗОВЫЕ ДИАЛИЗАТОРЫ

Особенности:

- Высокая способность к выведению токсинов
- Превосходная биосовместимость
- Эффективное удаление мелких и средних частиц
- Меньшая потеря альбумина

Диализатор одноразовый
половолоконный

Артикулы: A-40, A-60, A-80, A-200



Эксплуатационные характеристики IN VITRO / Технические данные

Параметр/Артикул	A-40	A-60	A-80	A-200
Коэффициент ультраfiltrации (мл/ч х мм рт. ст.)	22	25	28	30
Клиренс QB =200 мл/мин				
Мочевина	190	192	194	196
Креатинин	181	184	187	190
Фосфат	175	180	185	189
Витамин B12	110	118	126	133
Клиренс QB =300 мл/мин				
Мочевина	252	260	267	275
Креатинин	233	245	257	270
Фосфат	214	225	235	245
Витамин B12	120	136	150	165
Клиренс QB =400 мл/мин				
Мочевина	279	290	300	312
Креатинин	261	275	288	300
Фосфат	244	257	270	283
Витамин B12	125	142	158	173

Примечание:

In vitro показатели:
QD= 500mL/min,
QF=10mL/min, T=37°C
(EN1283, ISO8637)

Коэффициенты
ультраfiltrации:
Bovine plasma,
TP=60g/L ± 5g/L,
TMP=10mm Hg

Эффективная площадь (м²)	1.4	1.6	1.8	2.0
Диапазон кровотока (мл/мин)	200-400	200-400	200-400	200-400
Толщина стенки/просвет (мкм)	40-200	40-200	40-200	40-200
Объем заполнения (мл)	78	86	99	108
Мембранный материал	Полиэфирсульфон или полисульфон			
Максимальное ТМД (мм рт. ст.)	500	500	500	500
Материал корпуса	Поликарбонат			
Герметик	Полиуретан			
Материал покрытия	Поликарбонат			
Уплотнительное кольцо	Силикон			
Колпачки	Полипропилен			
Способ стерилизации	Гамма-лучи			

GABARITH DTX


наборы одноразовых датчиков для инвазивного мониторинга гемодинамики

| Точность измерения

Заполненные жидкостью системы для инвазивного мониторинга гемодинамики могут вызывать искажение волны давления, которое в некоторых случаях достигает 10%¹. Точность измерения зависит от всех компонентов системы (катетер, линия, краники, трансдюсер, кабель, фильтр монитора)²

Все наборы DTX проходят тест Gabarith² и имеют известный уровень точности, превышающий требования стандарта AAMI³

Тест Gabarith – единственный научный метод, позволяющий оценить характеристики динамической реакции всей системы мониторинга давления



Пример пределов допустимых значений для Gabarith при измерении АД в лучевой артерии (набор датчиков для взрослых)



Изогнутая канюля инфузионного устройства уменьшает образование «пузырьков воздуха»

Трёхходовые краники BD Connecta с тактильным ощущением щелчка при переключении. Объём заполнения краника 0,22 мл



Промывное и обнуляющее устройство с защитной заглушкой/крышкой Easy Vent минимизирует микробную контаминацию



Совместимы с любыми мониторами CF-класса. Надежная защита от проникновения жидкости




1. Anaesthesiology (1980 and 1981) British Journal of Anaesthesia (1991)

2. Billiet E, Colardyn F. (1998) Pressure Measurement Evaluation and Accuracy: The Gabarith Test. Intensive Care Medicine 24:1323-1326

3. Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI)

Наборы для измерения инвазивного давления Gabarith DTX с одним датчиком




Одна линия измерения давления – 150 см

Скорость промывки/потока – 3 мл/ч



Каталожный номер	Цвет линии	Длина линии измерения давления	Кол-во, шт/уп
682002	Прозрачная	150 см	5
682004	Красная	150 см	5
682006	Синяя	150 см	5
682010	Красная	175 см	5

Наборы для измерения инвазивного давления Gabarith DTX с одним датчиком и с элиминатором R.O.S.E.




Скорость промывки/потока – 3 мл/ч

Одна линия измерения давления с элиминатором резонансного выброса R.O.S.E. (Resonance Over Shoot Eliminator)



Каталожный номер	Цвет линии	Длина линии измерения давления	Кол-во, шт/уп
682001	Прозрачная	150 см	5
682009	Красная	175 см	5

Наборы для инвазивного мониторинга гемодинамики с двумя одноразовыми трансдюсерами Gabarith DTX




Две линии измерения давления по 150 см

Скорость промывки/потока – 3 мл/ч

Каталожный номер	Цвет линии	Длина линии измерения давления	Кол-во, шт/уп
682032	Красная	150 см	5
	Синяя	150 см	5

Наборы для инвазивного мониторинга давления с двумя датчиками Gabarith DTX и R.O.S.E.




Две линии измерения давления по 150 см

Элиминатор резонансного выброса R.O.S.E. на синей линии

Скорость промывки/потока – 3 мл/ч

Каталожный номер	Цвет линии	Длина линии измерения давления	Кол-во, шт/уп
682030	Красная	150 см	5
	Синяя	150 см с R.O.S.E.	5

Наборы для инвазивного измерения давления с двумя датчиками Gabarith DTX и дополнительной линией




Две линии измерения давления по 150 см

Дополнительная линия для подключения третьего трансдюсера

Скорость промывки/потока – 3 мл/ч

Каталожный номер	Цвет линии	Кол-во, шт/уп
682037	Красная	5
	Синяя	5

Дополнительный одноразовый датчик Gabarith DTX для набора 682037




Линия измерения давления – 150 см

Скорость промывки/потока – 3 мл/ч

Каталожный номер	Цвет линии	Кол-во, шт/уп
682008	Желтая	5

Наборы для инвазивного мониторинга гемодинамики с тремя датчиками Argon Gabarith DTX




Три линии измерения давления по 150 см

Скорость промывки/потока – 3 мл/ч

Каталожный номер	Цвет линии	Кол-во, шт/уп
682046	Красная	5
	Синяя	5
	Желтая	5

Наборы для инвазивного мониторинга давления с одним одноразовым датчиком Gabarith DTX с нешунтирующим краном и отдельно упакованным удлинителем



Одна линия измерения давления


Нешунтирующий кран

Отдельно упакованный удлинитель

Скорость промывки/потока – 3 мл/ч

Каталожный номер	Цвет линии	Кол-во, шт/уп
682017	Прозрачная	5

Наборы для инвазивного мониторинга гемодинамики с одним датчиком Gabarith DTX, педиатрический




Линия измерения давления – 160 см, малого диаметра

Скорость промывки/потока – 30 мл/ч

Для использования в педиатрии и неонатологии

Каталожный номер	Цвет линии	Кол-во, шт/уп
682022	Прозрачная	5

Наборы для инвазивного мониторинга давления с одним датчиком Gabarith DTX, педиатрический




Линия измерения давления – 35 см, малого диаметра

Скорость промывки/потока – 30 мл/ч

Для использования в педиатрии и неонатологии

Каталожный номер	Цвет линии	Кол-во, шт/уп
682025	Прозрачная	5

Наборы для инвазивного мониторинга давления с одним датчиком Gabarith DTX с ремешком для фиксации на руке




Одна линия измерения давления – 25 см

Скорость промывки/потока – 3 мл/ч

Каталожный номер	Цвет линии	Кол-во, шт/уп
682011	Прозрачная	5

Набор для измерения внутричерепного давления Gabarith DTX



Без интегрированной линии измерения давления

Без краников

Каталожный номер	Кол-во, шт/уп
682021	10



Артериальная канюля BD с замком Floswitch™

- Артериальный катетер для введения лекарственных препаратов, инвазивного мониторинга гемодинамики и взятия артериальной крови с целью определения её газового состава
- Устанавливается в лучевую артерию по методике «катетер на игле»
- Силиконизированный стилет с трехгранной заточкой для atraumatic puncture артерии
- Кончик канюли плавно сужается к острию иглы
- «Крылышки» для надежной фиксации
- Floswitch™ – минимизирует риск воздушной эмболии и вероятности контакта с кровью



Замок Floswitch™ позволяет открывать и закрывать просвет катетера для минимизации риска воздушной эмболии и контакта с кровью

Стальной шарик в основании замка надежно перекрывает поток жидкости, обеспечивая безопасное и четкое открытие и закрытие просвета катетера




Каталожный номер	Размер, Gauge	Длина, мм	Наружный диаметр, мм	Кол-во, шт/уп
682245	20G	45	1.1	25

РУ ФСЗ 2008/03357

Держатель универсальный 4-х местный для датчиков инвазивного мониторинга

Каталожный номер	Описание	Кол-во, шт/уп
682275	Держатель для датчиков Gabarith DTX. Одновременно можно закрепить до 4 трансдюсеров.	1



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ДАТЧИКОВ GAVARITH DTX

 684270 – 11 Pin M-LF GE / Marquette: 7009/Tramscope Series(600SL), Eagle-Solar 8000, 9000, 3000/1000, Mab Lab 6Fx3F, Tram 450SL, 6200, Tram600A, EK36, Dash34000, Dash 4000, Dash 5000	 684268 – 10 Pin M-LF Dräger/Siemens: 400 Series, 960, 961, Sirecust 4041,700,1260, 342, 732, Sirecust342, 4XX, 7XX, 9XX, 12XX, SC7000, SC8000, SC9000, Infinity Gamma, Delta, Kappa, Vista
 684104 – 10 Pin F-LF GE / Datex-Ohmeda: SYS 800, MOD 8641, SIVA 3000, Cardiacap, Cardiacap II, AS3, S5, Aestiva, ADU(S5) и Aisys	 JP – 900P Nihon Kohden: NK9000
 684078 – 6 Pin F-LF Datascope/Mindray: все модели Passport, Accutorr, CS100/CS300 IABP	 684178 – 7 Pin M-LF Dräger/Siemens: SC6000P, 6002, 5000, 6004, 7000, Infinity Gamma, Delta, Kappa, Vista и др.
 684267 – 12 Pin M-LF Philips: CMS (Merlin line), M1006A/B, M1026A /M1166A /Viridia/ HP Scop Eurelie 24C, CMS2001, V24, V26, M2, M3, M4, Intelivue Mindray: BeneView T5, T8, T1; IPM (8, 10, 12); BeneHeart D6	 684085 – 6 Pin M-LF Criticon/GE Marquette: Dynamap Mindray: PM/MEC Series, Spectrum Spacelabs: Series 400, 500, 90308/11/31, MODCD, CD-CV, Tektronics – 400 Series
 684272 – Pin N/A-LF Свободное подключение Зеленый: (+) Excitation Voltage, Красный: (-) Excitation Voltage Черный: (+) Signal Белый: (-) Signal Shield: в зависимости от монитора	 684236 – 15 Pin M Dräger/Siemens: HemoPod Adapter (Один адаптер для Немо2 Pod и два адаптера для Немо4/НемоMed Pod)
 684090 – 5 Pin M-LF Nihon Kohden: MFV1100, 1200, 1230A; Lifescope 8, 9, 11, 12, 14, BSM-8300J/K, 3000, BSM4100	 684096 – 8 Pin M-LF GE / Marquette: 7000 series, 7010, Mod 7200
 684181 – 8 Pin M Prucka Eng Inc.: CARDIOLAB II/1.1, AMP II	 684188 – 4 Pin M Stöckert (Sorin): S3, S5
 684138 – 5 Pin M Jostra: Аппарат искусственного кровообращения	 684243 – 4 Pin M-LF Stöckert (Sorin): Аппарат искусственного кровообращения
 684056 – кабель датчика 2,4 м Abbott/Arrow/Baxter/Mennen/Spacelabs	 684057 – кабель датчика 0,3 м Siemens Pod system (model 8419145) и Critikit Injectate Set
 684062 – кабель датчика Nihon Kohden, Spacelabs, Fukuda Denshi IB5006 (DSCP), Dynascope DS3300 и Critikit Injectate Set	 684063

Соединительные кабели для датчиков Gabarith DTX

Каталожный номер	Монитор	Модель монитора
684266	Datascope / Mindray	Все модели (Passport, Accutorr, CS100/CS300 IABP)
684267	Mindray	BeneView T5, T8, T1; IPM (8, 10, 12); BeneHeart D6
684267	Philips	78341A, 78342A, etc. / 78354C, 78205A-D, 12-pin / 78352, CMS (Merlin line), M1006A/B, M1026A / M1166A / Viridia / HP Scop Eurelie 24C, CMS2001, V24, V26, M2, M3, M4, Intelivue
684268	Dräger / Siemens	Серия 400, 960, 961, Sirecust 4041, 700, 1260, 342, 732, SC7000, SC8000), SC9000), Infinity Gamma, Infinity Delta, Infinity Kappa, Infinity Vista – с 10-штырьковыми разъемами
684269	Tektronics	Серия 400
684269	Vitalert	2000
684269	Vitatek	Серии 400, 500
684269	Welch Allyn	1500
684269	Zoll	Дефибрилляторы
684269	Spacelabs	Series 400, 500, 90308/11/31, MOD-CD
684269	Protocol Propaq	Серия Protocol Propaq; Propaq 106EL
684269	Nellcor	Escort 300 MDE
684269	Criticon / GE Marquette	Dynamap
684269	Mindray	PM8000, PM7000, PM9000, Spectrum; Серия MEC; Passport/Spectrum
684277	Nihon Kohden	MFV1100,1200,1230A; Lifescope 8, 9, 11, 12, 14,BSM-8300J/K, 3000, BSM4100
684270	GE / Marquette	GE Marquette: 7009 / Tramscope Series(600SL) – Eagle-Solar 8000, Solar 9000, Eagle3000/1000, Mab Lab 6Fx3F, Tram 450SL, 6200, Tram600A, EK36, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000
684271	GE / Datex Ohmeda	GE Datex-Ohmeda: SYS 800, MOD 8641, SIVA 3000, Cardiocap, Cardiocap II, AS3, S5, Aestiva, ADU(S5) и Aisys
684128	Dräger	PM8040, PM8060, Dräger Cato, Cicero & Julian Anes. Machine, Vitara
684128	E for M	RM300 (E for M/Honeywell)
684278	Kontron, Arrow	Minimon 7131 etc., 7132 etc., K2000, 7272 / Supermon 7210 / Cart 2 Plus Balloon Pump, Oxford ACAT1
684138	Jostra	
684273	Dräger / Siemens	SC6000P, 6002, 5000, 6004, 7000, Infinity Gamma, Infinity Delta, Infinity Kappa, Infinity Vista – все с 7-штырьковым разъемом
684181	Prucka Eng. Inc.	Cardiolab II / 1.1, AMP II
684188	Stöckert (Sorin)	S3 / S5
684236	Dräger / Siemens	Немо Pod Adapter (один адаптер для каждого Немо2 Pod и два для каждого Немо4/НемоMed Pod)
684253	Stöckert (Sorin)	Аппарат искусственного кровообращения
JP-900P	Nihon Kohden	NK9000
684272, 684279		Провода без разъема, свободное подключение



Медицинские изделия **Doctor Japan** разрабатываются и производятся в Японии. Руководствуясь миссией – оправдывать доверие клиентов – компания поставляет продукцию самого высокого качества.

Производство компании сертифицировано по системе ISO, что гарантирует качество продукции.

СПИНАЛЬНЫЕ ИГЛЫ



- Эргономичный дизайн павильона иглы позволяет легко удерживать ее в руках
- Прозрачный концентратор позволяет быстро определить обратный ток спинномозговой жидкости
- Имеют сертификат CE и FDA



Легко удерживать независимо от размера руки



Прозрачный павильон иглы облегчает работу

Тип Pencil Point

Такая конфигурация кончика иглы сводит к минимуму риск возникновения постпункционной головной боли.




Артикул	Размер	Длина, мм	Интродьюсер	Цвет
Спинальная игла тип Pencil Point				
DJPP2590I	25 G	90	21 G*38 мм	оранжевый
DJPP25103I	25 G	103	21 G*38 мм	оранжевый
DJPP2690I	26 G	90	22 G*38 мм	коричневый
DJPP2790I	27 G	90	23 G*38 мм	серый

В зависимости от потребности (количества) может быть предусмотрена длина, отличная от перечисленных выше.

- Плавный переход к кончику облегчает проход; небольшой выступ в проксимальной области позволяет легко ощутить "двойной щелчок" при проведении иглы.
- Минимальное расстояние от кончика иглы до проксимального края бокового отверстия уменьшает глубину проникновения в субарахноидальное пространство и снижает риск повреждения структур спинного мозга.

Тип Quinke Point (Квинке Пойнт)

Плавное продвижение и умеренное сопротивление тканей при введении иглы позволяет легко идентифицировать её местоположение.



Артикул	Размер	Длина, мм	Интродьюсер	Цвет
Спинальная игла тип Quinke				
DJQP1890	18 G	90	-	розовый
DJQP1990	19 G	90	-	кремовый
DJQP2090	20 G	90	-	желтый
DJQP2190	21 G	90	-	зеленый
DJQP2240	22 G	40	-	черный
DJQP2290	22 G	90	-	черный
DJQP22120	22 G	120	-	черный
DJQP2390	23 G	90	-	синий
DJQP2490	24 G	90	-	фиолетовый
DJQP2590	25 G	90	-	оранжевый
DJQP25120	25 G	120	-	оранжевый
DJQP2690	26 G	90	-	коричневый
DJQP2790	27 G	90	-	серый
Спинальная игла тип Quinke с интродьюсером				
DJQP2590I	25 G	90	21 G*38 мм	оранжевый
DJQP25120I	25 G	120	21 G*38 мм	оранжевый
DJQP2690I	26 G	90	22 G*38 мм	коричневый
DJQP2790I	27 G	90	22 G*38 мм	серый

ЭПИДУРАЛЬНЫЕ ИГЛЫ



- В ассортименте иглы с фиксированными крыльями
- Имеют сертификат CE и FDA

Игла Tuohy (Huber Point)

Изогнутая форма иглы защищает катетер от повреждений во время процедуры установки и обеспечивает его плавное введение в эпидуральное пространство.



Артикул	Размер	Длина, мм	Цвет
Эпидуральная игла Tuohy (Huber Point)			
DJEN1790FW	17 G	90	фиолетовый
DJEN1890FW	18 G	90	розовый
DJEN2090FW	20 G	90	желтый

Фиксированное крыло

- Указатели на неподвижном крыле помогают определить направление среза иглы.
- Пластиковый стилет предотвращает попадание тканей в иглу и улучшает тактильные ощущения при ее введении.





МЕДИМКОМ

Главный офис, г. Санкт-Петербург:

📍 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабировская, д. 43, лит. Б

☎ +7 (812) 334-37-64

✉ info@medimcom.ru

Генеральное представительство, г. Москва:

📍 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 50/2, строение 5

☎ +7 (495) 900-10-99, вн: 450, 451

✉ mo@medimcom.ru

Представительство, г. Екатеринбург:

📍 620043, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 3, оф. 204

☎ +7 (812) 334-37-64, вн: 702

✉ ekb@medimcom.ru

Представительство, г. Краснодар:

📍 350042, г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 53/2

☎ +7 (812) 334-37-64, вн: 604

✉ bvy@medimcom.ru

Представительство, г. Самара:

📍 443013, г. Самара, пр-т Карла Маркса, д. 59А

☎ +7 (812) 334-37-64, вн: 500

✉ samara@medimcom.ru

Компания Медимком — разработчик, производитель и поставщик расходных материалов и оборудования для отделений анестезиологии и реанимации, хирургии, онкологии, урологии, лабораторий, отделений функциональной диагностики, эндоскопии, скорой помощи по всей территории РФ. Опираясь на свой более чем 20-летний опыт, команда Медимком подобрала оптимальный ассортимент по соотношению цена-качество и заключила прямые контракты с ведущими российскими и мировыми производителями. Медимком разрабатывает и производит высококачественные медицинские изделия под собственной торговой маркой Lidem®.